



OMNIS NIR Analyzer Solid

2.1071.0010

固形物および粘性のあるサンプル用の近赤外スペクトロメーター。

スイスの品質規格に基づいて開発および製造された OMNIS NIR Analyzer は、生産工程全体にわたる日常的な分析に対応する近赤外分光法（NIRS）ソリューションです。最新技術の適用と、最新の OMNIS Software との統合により、この NIR スペクトロメーターは速度、操作性、そして柔軟な活用が可能となっています。

OMNIS NIR Analyzer Solid の利点の概要：

- 固形物および粘性サンプルの測定を 10 秒未満で実施
- 不均一なサンプルであっても再現性のある結果が得られる、自動多点測定
- オートメーションシステムへの容易な統合、または追加の分析技術 (滴定) との連携
- 多数のサンプル容器に対応

納品範囲 2.1071.0010

Order Number	説明	数量
1.1071.0010	OMNIS NIR Analyzer Solid	1 PCS



6.06008.001	OMNIS NIR ファンクションライセンス OMNIS NIR Analyzer によるNIR スペクトルの測定と評価のためのファンクションライセンス。	1 PCS
-------------	---	-------

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

6.2164.020	電源装置 100-240 V / 24 V DC OMNIS NIR Analyzer 用卓上電源アダプタ。	1 PCS
------------	--	-------



オプションアクセサリ

6.06008.013
プリキャリブレーション、
PET、固体

近赤外（NIR）分光法を用いたポリエチレンテレフタレート（PET）中の極限粘度、ジエチレングリコール含有量、およびイソフタル酸含有量の測定に向けたOMNISプリキャリブレーション。



6.06008.014
プリキャリブレーション、PE、
固体



6.06008.015
プリキャリブレーション、PP、
固体



6.06008.016

プリキャリブレーション、
PA6、固体



6.06008.017

プリキャリブレーション、コー
ヒー、固体



6.07402.100

大型ホルダー OMNIS NIR、
100 mm



6.07402.110
大きいシャーレ OMNIS NIR、
100 mm



様々なサンプル位置における反射中の粉末および顆粒のスペクトル記録のための大型サンプル容器。

ガラス底面は高い強度を誇る Gorilla® Glass 製です。

次の製品と互換性があります：

– 大型ホルダー OMNIS NIR、100 mm (**6.07402.100**)

6.07402.120
大きい蓋 OMNIS NIR、黒、
100 mm



6.07402.150
シャーレ、Duroplan、100
mm、1 個



直径 100 mm の Duroplan ガラス製シャーレ。

次の製品と互換性があります：

– 大型ホルダー OMNIS NIR、100 mm (**6.07402.100**)。

6.07402.200

小型ホルダー OMNIS NIR、60
mm



6.07402.210

小さいシャーレ OMNIS NIR、
60 mm



様々なサンプル位置における反射中の粉末および顆粒のスペクトル
記録のための小型サンプル容器。

ガラス底面は高い強度を誇る Gorilla® Glass 製です。

次の製品と互換性があります：

– 小型ホルダー OMNIS NIR、60 mm (**6.07402.200**)

6.07402.220

小さい蓋 OMNIS NIR、黒、60
mm



6.07402.240

シャーレ、PS、60 mm、100
個



6.07402.250

シャーレ、Duroplan、60
mm、1 個

直径 60 mm の Duroplan ガラス製シャーレ。

次の製品と互換性があります：

– 小型ホルダー OMNIS NIR、60 mm (**6.07402.200**)。



6.07402.260

透明反射容器 OMNIS NIR、60
mm



6.07402.300
フレキシブルホルダー OMNIS
NIR



6.07402.910
小型リフレクター OMNIS
NIR、1 mm



6.07402.920
小型リフレクター OMNIS
NIR、2 mm



6.07402.930

小型リフレクター OMNIS

NIR、4 mm



6.07402.940

大型リフレクター OMNIS

NIR、1 mm



6.07402.950

大型リフレクター OMNIS

NIR、2 mm



6.07402.960
大型リフレクター OMNIS
NIR、4 mm



6.7402.110
使い捨てバイアル、15 mm、反
射



反射された固形物を分析するための直径 15mm の密封可能なガラス製使い捨てバイアル 123 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS の NIR 固形物分析に適しています。

6.7402.120
使い捨てバイアル、19 mm、反
射



反射された固形物を分析するための直径 19mm の密封可能なガラス製使い捨てバイアル 225 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS の NIR 固形物分析に適しています。

6.7402.130

**使い捨てバイアル、22 mm、反
射**

反射された固形物を分析するための直径 22mm の密封可能なガラス製使い捨てバイアル 172 個。製品ファミリー XDS、DS2500、OMNIS の NIR 固形物分析に適しています。



6.7402.140

**使い捨てバイアル、28 mm、反
射**

反射された固形物を分析するための直径 28mm の密封可能なガラス製使い捨てバイアル 216 個。以下のアナライザーに適しています：

- NIRS DS2500 Analyzer
- NIRS XDS RapidContent (Solid) Analyzer
- NIRS XDS MultiVial Analyzer
- NIRS XDS Masterlab Analyzer



6.7402.200

**6.7402.110 のための流出防止
ストッパー**

使い捨てバイアル 15 mm 反射のための流出防止ストッパー123 個。



6.7402.210

**6.7402.120 のための流出防止
ストッパー**



使い捨てバイアル 19 mm 反射のための流出防止ストッパー225
個。

6.7402.220

**6.7402.130 のための流出防止
ストッパー**



使い捨てバイアル 22 mm 反射のための流出防止ストッパー172
個。

6.7402.230

**6.7402.140 のための流出防止
ストッパー**



使い捨てバイアル 28 mm 反射のための流出防止ストッパー216
個。

6.07410.000
OMNIS NIR ランプ

2060 The NIR Analyzer および OMNIS NIR Analyzer のためのスペアランプ、内蔵時間カウンタ付き。



6.07402.140
**シャーレ、PS、100 mm、
100 個**



6.07410.010
ダストカバー OMNIS NIR



6.06008.019
**プリキャリブレーション、小麦
粉、固体**

近赤外分光法による、小麦粉の湿気、プロテインと配分含有量の測定のための OMNIS プリキャリブレーション。



6.07402.970
小型リフレクター OMNIS
NIR、0.5 mm



6.07410.030
外部標準 OMNIS NIR、反射



6.2164.020
電源装置 100-240 V / 24 V
DC

OMNIS NIR Analyzer 用卓上電源アダプタ。

