



# 797 VA Computrace トレース分析

2.797.0010

797VAコンピュータレース は、USBポートを経てパソコンに接続する最新の電気化学分析装置です。同梱のPCソフトウェアは測定を制御し、測定データを記録し、それを分析します。全体の構成が把握しやすいプログラムにより、操作がこの上なく容易です。内蔵されたガルバノスタット付きポテンショスタットにより、低減されたノイズにおける最高の感度を保証します。

トレース分析および教育用のボルタンメトリーシステム。完全な測定システムのためのVAコンピュータレースソフトウェアおよび全ての電極を含む付属品一式: マルチ・モード電極プロ (Multi-Mode-Electrode, MME pro) 、Ag/AgCl参照電極、白金補助電極。

納品範囲 2.797.0010

| Qt. | Order no. | 説明 |
|-----|-----------|----|
|-----|-----------|----|

1 PCS      1.797.0010      797 VA Computrace トレース分析

797VAコンピュートレース は、USBポートを経てパソコンに接続する最新の電気化学分析装置です。同梱のPCソフトウェアは測定を制御し、測定データを記録し、それを分析します。全体の構成が把握しやすいプログラムにより、操作がこの上なく容易です。内蔵されたガルバノスタット付きポテンシオスタットにより、低減されたノイズにおける最高の感度を保証します。

トレース分析および教育用のボルタンメトリーシステム。完全な測定システムのためのVAコンピュートレースソフトウェアおよび全ての電極を含む付属品一式: マルチ・モード電極プロ (Multi-Mode-Electrode, MME pro)、Ag/AgCl参照電極、白金補助電極。



---

1 PCS      6.6053.030      797 VA Computrace Software CD 1.3



---

1 PCS      6.1204.200      Stirrer for VA Stand



---

1 PCS      6.1226.030      Mercury drop capillary (non-silanized) for MME



1 PCS

6.1226.050

Mercury drop capillary (silanized) for MME




---

1 PCS

6.1244.020

Driving belt



---

1 PCS

6.1245.010

プラスチック製内部液容器

ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。



---

1 PCS

6.1247.020

Needles for MME



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



---

7 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



---

1 PCS

6.1801.080

Tubing for nitrogen connection



---

4 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



1 PCS

6.1824.000

Four-way micro dosing tip



---

1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



---

1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



---

1 PCS

6.2406.000

Mercury drop catcher



1 PCS

6.2703.000

Stand ring for titration vessels



---

1 PCS

6.2709.080

Stopper for pipetting opening



---

1 PCS

6.2711.030

MMEの充填のためのトレイ

884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace、  
および647、663、694、747 VA Stands用



---

1 PCS

6.2711.040

Drip pan for VA Computrace



1 PCS

6.2739.000

Wrench



---

1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



---

1 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector




---

1 PCS

6.1246.120

Multi-Mode Electrode pro



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2141.170 | Cable 797 VA Computrace to 813 Compact Sample Changer to 731 Relay Box                                                                                                                                                                                      |    |
| 2.800.0010 | 800 Dosino<br><br>800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ150 cm）。                                                                                                                                                              |    |
| 2.805.0010 | 805 Dosimat                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2.843.0040 | 843 VA Membrane Pump Station コンパクトVAシステム<br><br>843ダイヤフラムポンプステーションには、リモート信号を介して797 VAコンピュートレースによって直接制御できる内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備されています。このポンプは、797 VAコンピュートレースを接続した一部自動および完全自動のVAおよびCVSシステムの測定容器の洗浄および排出を自動で行います。電圧電流法のバージョンでは、測定容器の自動洗浄および自動排出のための付属品が完全装備されています。 |  |



ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または 805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作には Touch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。



ガラス製電解液容器 6.1245.000 を伴う使用のための内部参照システム、電解液なし、端子ねじ付き。



6.1204.140

Gold Electrode Tip



---

6.1204.150

Lateral Gold Electrode Tip



---

6.1204.170

3 mm platinum electrode tip for CVS



---

6.1204.180

Ultra Trace electrode tip



6.1204.190 1 mm platinum electrode tip for CVS



---

6.1204.210 Driving axle for rotating disk electrode (RDE)



---

6.1204.220 Driving axle for rotating disk electrode (RDE) with mercury contact



---

6.1204.610 2 mm platinum electrode tip for CVS



6.1241.020 電極ホルダ

VA 対極用の電極ホルダ、端子ねじ付き。Glassy Carbon ピン (6.1247.000) もしくは白金ピン (6.1247.010) を伴う使用向け。



---

6.1245.000 ガラス製内部液容器

ダブルジャンクション参照電極のためのグラウンドジョイントダイアフラム (すり合わせ) 付きガラス製内部液容器。



---

6.1247.000 GCピン

電圧電流法AE用の電極ホルダ6.1241.020もしくは6.1241.120のため。



---

6.1415.150 Titration vessel / 5-70 mL



6.1415.220 Titration vessel / 20-90 mL



---

6.1415.250 Titration vessel / 50-150 mL



---

6.1415.310 Titration vessel / 70-200 mL



---

6.1418.150 Titration vessel with thermostat jacket / 5-70 mL



6.1418.220 Titration vessel with thermostat jacket / 20-90 mL



---

6.1418.250 Titration vessel with thermostat jacket / 50-150 mL



---

6.1450.210 PFA titration vessel / 10 to 90 mL



---

6.1456.210 Measuring vessel / 10-90 mL



6.2709.040 Stopper for MME opening on VA Stand



---

6.2709.050 Stopper for stirrer opening on VA Stand



---

6.2730.030 Stopper



---

6.1204.600 Glassy carbon electrode tip, shaft made of glass.

