



Power Pack Heavy Metals (Manual)

2.797.3010

Our basic package for the determination of the concentration of the critical heavy metals in all types of water-vapor circulation in thermal power generating stations by means of voltammetry. The system, comprised of a 797 VA Computrace and two 800 Dosinos, performs the determination of a single sample completely automatically. After preparing the sample manually, auxiliary solution and standard solution are added for calibration without user intervention with the aid of two dosing systems of the 800 Dosino type.

納品範囲 2.797.3010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS 1.797.0010 797 VA Computrace トレース分析

797VAコンピュートレース は、USBポートを経てパソコンに接続する最新の電気化学分析装置です。同梱のPCソフトウェアは測定を制御し、測定データを記録し、それを分析します。全体の構成が把握しやすいプログラムにより、操作がこの上なく容易です。内蔵されたガルバノスタット付きポテンシオスタットにより、低減されたノイズにおける最高の感度を保証します。

トレース分析および教育用のボルタンメトリーシステム。完全な測定システムのためのVAコンピュートレースソフトウェアおよび全ての電極を含む付属品一式: マルチ・モード電極プロ (Multi-Mode-Electrode, MME pro)、Ag/AgCl参照電極、白金補助電極。



1 PCS 6.6053.030 797 VA Computrace Software CD 1.3



1 PCS 6.1204.200 Stirrer for VA Stand



1 PCS 6.1226.030 Mercury drop capillary (non-silanized) for MME



1 PCS

6.1226.050


Mercury drop capillary (silanized) for MME



1 PCS

6.1244.020

Driving belt



1 PCS

6.1245.010

プラスチック製内部液容器

ダブルジャンクション参照電極のためのセラミックダイアフラム付きプラスチック製内部液容器。



1 PCS

6.1247.020

Needles for MME



1 PCS

6.1415.210

Titration vessel / 10-90 mL



7 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



2 PCS

6.1546.030

エキストラクターロッド

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



1 PCS

6.1608.050

Drying bottle / 100 mL / GL 45



1 PCS

6.1608.090

Bottle / 250 mL / GL 45



2 PCS

6.1618.060

Thread adapter GL 45 to GL 45



1 PCS

6.1801.080

Tubing for nitrogen connection



1 PCS

6.1805.020

FEP tubing / M6 / 52 cm



1 PCS

6.1805.120

FEP tubing / M6 / 100 cm



4 PCS

6.1808.000

Connection bushing M6



1 PCS

6.1819.010

PTFE tube



1 PCS

6.1824.000

Four-way micro dosing tip



1 PCS

6.2013.010

クランプリング

直径10 mmの支持棒用。



1 PCS

6.2016.050

支持棒 / 300 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2055.100

Bottle holder, double



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



1 PCS

6.2161.010

Plug-in power supply unit EU 230V /6V DC



1 PCS

6.2308.020

Electrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)



1 PCS

6.2406.000

Mercury drop catcher



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2703.000

Stand ring for titration vessels



1 PCS

6.2709.080

Stopper for pipetting opening



1 PCS

6.2711.030

MMEの充填のためのトレイ

884 Professional VA、797 VA Computrace、757 VA Computrace、
および647、663、694、747 VA Stands用



1 PCS

6.2711.040

Drip pan for VA Computrace



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2816.020

Syringe 10 mL with Luer connection



1 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



1 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.1246.120

Multi-Mode Electrode pro

