



814 USB Sample Processor (1T/1P)

2.814.0010

小検体数から中検体数までのルーチンサンプルの連続自動処理のためのワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプ付きUSBサンプル・プロセッサ。LQH（リキッドハンドリング）作業のため、内蔵式ポンプの他に、ポンプをさらに1つ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、サンプルラック、スターラー、滴定ヘッド、Swing Head、サンプル容器はアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。

制御はTouch Controlにより「スタンドアローン」で動作します。PC制御には以下のソフトウェア製品を選択することができます: 滴定ソフトウェアtiamo™、クロマトグラフィーソフトウェアMagIC Net、ボルタンメトリーソフトウェアviva、またはOMNIS。

納品範囲 2.814.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.814.0010

814 USB Sample Processor (1T/1P)

少～中検体数までのルーチンサンプル用で自動処理のためのワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプ付きUSBサンプルプロセッサ。内蔵式ポンプの他に、もう一つのポンプ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とリキッドハンドリング作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。

さまざまな用途に対応するため、ラック、スターラー、滴定ヘッド、スイングヘッド、サンプル容器などはアプリケーションに合わせて別途注文します。



2 PCS

6.1236.020

Sleeve with SGJ 14/12 mm



5 PCS

6.1446.000

SGJ stopper / B-14/(15)



3 PCS

6.1446.010

Stopper



1 PCS

6.1621.000

Container 10 L



1 PCS

6.1805.110

FEP tubing / M6 / 80 cm



3 PCS

6.1805.420

FEP tubing / M6 / 48 cm



1 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



3 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve




3 PCS


6.2740.020

Spray nozzle





オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer サンプルチェンジャー用Magnetic Stirrer。 Magnetic Stirrerは、サンプルラックの下に配置されています。	
2.772.0120	772 Pump Unit – aspirate	
2.802.0020	サンプルチェンジャー用 802 Stirrer サンプルチェンジャーおよび Sample Processor 用ロッドスター。 6.1909.020 プロペラスター 104 mm と固定取付けされたケーブル付き。	
2.823.0020	823 Membrane Pump Unit «aspirate»	



6.1458.010 Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.



6.1458.020 Titration head / 4 x M10 connectors



6.1458.030 KF titration head / 4 x M10 connectors





6.1458.070 Titration head / 2 x SGJ 14

Titration head for 75 mL beakers. With 2 openings SGJ 14, 2 openings 6.4 mm, and 3 pre-mounted dosing tips. Suitable for rinsing and aspiration equipment.



6.2041.310 サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.320 サンプルラック、16 x 150 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.340 サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.360 サンプルラック、12 x 150 mL (ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)、6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.370 サンプルラック、14 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.380 サンプルラック、14 x 235 mL (ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 235 mL (8オンス)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.390 サンプルラック、16 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 100 mL ガラスビーカー、ショートビーカー。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.460 サンプルラック 21 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

21個のサンプル容器に適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.470 サンプルラック、22 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

22 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.2058.110 Tower extension for Sample Processors



6.2141.300

Remote cable 843 Pump Station to Sample Processor



6.2148.010

Remote Box MSB



6.2711.060

Sample Processor 778/810/814/838/858 用ドリップパン

Sample Processor 778、810、814、838、858 用ドリップパン



6.06000.000

OMNISソフトウェアデータキャリア

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

OMNIS
MULTIPLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。



11 mL サンプル容器入りのサンプル65個分 (6.2743.050) および50 mL サンプル容器入りのサンプル25個分 (6.02743.030) のための複列サンプルラック

