



Food/Beverage Titrino plus


2.848.1010

食品/飲料水向けティトリーノプラス は、食品、飲料水、ワインにおける一般的な分析を行うための完璧なパッケージをお客様に提供します。内容は、自動滴定装置、マグネチックスターラー、電極、電解液、水溶性酸/塩基の滴定に最適なpHガラス電極のエコトロードプラス (Ecotrode Plus) の保存液が入ったオールインワン・パッケージとなっています。キャリブレーションのためのバッファーももちろん含まれます。

メトロームの60年以上にわたるアプリケーション・ノウハウをご利用いただけます。ご信頼いただけるおよそ100のメソッドが、お客様のご利用をお待ちしています。自動滴定装置のプログラミングは不要です。メソッドは同梱のUSBメモリスティックから簡単にダウンロードすることができます。メソッドは、以下の刊行物を参照して作成されました。:

- Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists (AOAC, USA)
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
- Schweizerisches Lebensmittelbuch (「スイスの食品事典」)
- Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung (「浄水、下水、汚泥調査におけるドイツの標準メソッド」)

納品範囲 2.848.1010

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus
以下の滴定を行うコンパクトな自動滴定装置 - 当量点を自動で検出するダイナミック滴定 (DET) - 当量点を自動で検出する等量滴下滴定 (MET) - 終点設定滴定 (SET)		
		
1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer
		
1 PCS	6.0262.100	Ecotrode plus
水性酸/塩基滴定のための複合pH 電極。固定グラウンドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。参照内部液: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$、保存液で保管。		
		
1 PCS	6.1903.020	攪拌棒 / 16 mm
磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm		
		

1 PCS

6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm


磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

クランプリング

直径10 mmの支持棒用。



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS 6.2307.230 pH 4、7、9の緩衝液

pH 4.00/7.00/9.00 (25 ° C) の混合緩衝液、単回使用用小袋入り、
無色、1箱に10×30 mL×3袋入り



1 PCS 6.2308.050 Electrolyte 3 mol/L KCl (50 mL)



1 PCS 6.2323.000 Storage solution



1 PCS 6.2621.070 5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



1 PCS

6.6061.010

Titrimo plus methods USB Stick



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.2141.230	Remote cable Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station	
6.2141.240	Remote cable Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus	
6.2141.250	Remote cable Compact Sample Changer - Titrino	
6.2141.260	Remote cable Compact Sample Changer - Dosimat plus and Titrino plus	

6.2151.120 Cable USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m



6.2723.310 Protective cover for Titrino plus



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210

Exchange Unit 10 mL



6.3026.250

Exchange unit 50 mL



2.142.0100

感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。
