



852 Titrando (Touch Controlおよび1液型電極付き)

2.852.0160

クーロメーター(1液型電極付き、完全な容量滴定セルおよびTouch Controlセルなし)。


トレースレベル (水の絶対量10 µg~10 mg) の水分測定において、クーロメトリーは液体、固体、気体中での水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは絶対メソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

クーロメトリーで推奨される測定範囲: 水の絶対量10 µg~200 mg

852 Titrandoでは電量滴定の他に容量滴定によるカール フィッシャー滴定も可能です。

OMNISソフトウェア、*tiamo*ソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準 21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。

納品範囲 2.852.0160

Order Number	説明	数量
1.852.0010	852 Titrande	1 PCS
		
1.900.0010	900 Touch Control	1 PCS
		
	タイランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。	
6.00346.100	容量滴定用ダブルPtリング電極	1 PCS
		
	2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー 滴定用の指示電極。	

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

1 PCS

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



6.0345.100

発生電極（1液型電極付き）

1 PCS

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ 29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどに適しています。



6.1244.040

Set of seals

1 PCS



6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell

1 PCS



6.1403.040

KF Adsorber tube

1 PCS



6.1414.030

KF滴定容器上部 開口部5つ

1 PCS



カールフィッシャー容量滴定向け。

6.1415.220

Titration vessel / 20-90 mL

1 PCS



6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL

1 PCS



6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14

1 PCS



6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10

1 PCS



6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces

2 PCS



6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces

2 PCS



6.1464.320

カールフィッシャー滴定容器 / 80-250 mL / 電量滴定用 1 PCS



6.1903.020

攪拌棒 / 16 mm

2 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm



6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm

3 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。



6.2001.090

Base plate on both sides

1 PCS



6.2013.010

クランプリング

2 PCS



直径10 mmの支持棒用。

6.2016.030

Support rod / 250 mm

2 PCS



6.2043.005

Holding clip for bottles

2 PCS



6.2047.020

Titration vessel holder

1 PCS



6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F

2 PCS



6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H

1 PCS



6.2412.000

Weighing boats

1 PCS



6.2701.040

GL 18 screw cap with hole

1 PCS



6.2713.000

PTFE スリーブ NS14

3 PCS

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

1 PCS

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

1 PCS

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



6.2730.010

Screw nipple

2 PCS



6.2730.020

Septum stopper

1 PCS



6.2730.030

Stopper

4 PCS



6.2738.000

Funnel

1 PCS



6.2816.030

Needle with Luer connector

2 PCS



6.2816.090

Syringe 5 mL

2 PCS



6.6064.010

USB Memory Stick for 900 Touch Control

1 PCS



オプションアクセサリ

2.860.0010

860 KF Thermoprep



860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、またはは高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カール フィッシャー水分計によって測定します。

6.2148.020

RS-232/USB box



6.2103.140

Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2103.130

**Adapter red 2 mm plug / 4
mm socket**



6.2811.000

Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシーブ (US)



モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。