



Robotic Titrator «Light» (1T/2P)

2.855.0040

中検体数までのサンプルのためのロボテックタイトロサンプラーのエントリーレベルモデル。内蔵式Titrando、ワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXLは、滴定におけるアプリケーションに応じたオートメーションに合わせて、サンプルラックと電極の選択によって拡張できます。メソッドのプログラミングは、使い勝手の良いTouch Control滴定ソフトウェア tiamo™、またはOMNISによって行われます。

サンプル量が増える場合、ロボテックタイトロサンプラー «Light» は容易かつ低コストで、当初のサンプルの何倍もの量を取り扱える «Basic» に拡張することが可能です。

納品範囲 2.855.0040

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.855.0040

Robotic Titrosampler «Light» (1T/2P)

中検体数までのロボテックタイトロサンプラのエントリーモデル。内蔵式タイトランド、ワークステーション、内蔵式ダイヤフラムポンプが2つ装備された省スペース型のロボテックサンプルプロセッサXLは、滴定におけるアプリケーションに応じたオートメーションに合わせて、サンプルラックや電極の選択によって拡張できます。メソッドのプログラミングは、ハンディタイプのタッチコントロールまたは滴定ソフトウェア *tiamo*™によって行われます。サンプル量が増量する場合、ロボテックタイトロサンプラ «Light» を、容易かつ低コストで、当初のサンプルの何倍もの量を取り扱える «Basic» にバージョンアップすることが可能です。



2 PCS

6.1236.020

Sleeve with SGJ 14/12 mm



1 PCS

6.1543.170

Aspiration tip / M8 thread



2 PCS

6.1621.000

Container 10 L



1 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



3 PCS

6.1805.420

FEP tubing / M6 / 48 cm



2 PCS

6.1812.000

PTFE tubing 4 mm / 6 mm / 4 m



2 PCS

6.1828.000

PVDF connection nipple



1 PCS

6.2053.000

Cable clip



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2621.140

Hexagon key 2.5 mm



3 PCS

6.2740.020


Spray nozzle




1 PCS

6.2751.190

Safety shield for 855 Robotic Titrosampler
"Light"



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer サンプルチェンジャー用Magnetic Stirrer。 Magnetic Stirrerは、サンプルラックの下に配置されています。	
2.802.0020	サンプルチェンジャー用 802 Stirrer サンプルチェンジャーおよび Sample Processor 用ロッドスターラ。 6.1909.020 プロペラスターラ 104 mm と固定取付けされたケーブル付き。	
2.849.0010	849 Level Control	
6.1458.010	Titration head, 6 x SGJ 14 and 3 x SGJ 9 openings.	

6.1458.020 Titration head / 4 x M10 connectors



6.1458.030 KF titration head / 4 x M10 connectors



6.1458.040 Titration Head, 3 x SGJ 14



6.1458.070 Titration head / 2 x SGJ 14

Titration head for 75 mL beakers. With 2 openings SGJ 14, 2 openings 6.4 mm, and 3 pre-mounted dosing tips. Suitable for rinsing and aspiration equipment.



6.2711.060 Sample Processor 778/810/814/838/858 用ドリップパン

Sample Processor 778、810、814、838、858 用ドリップパン



6.2711.070 Drip pan for 789/815/855



6.2041.310 サンプルラック、12 x 250 mL、(ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.320、6.1432.323、6.1453.220、6.1453.250。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.320 サンプルラック、16 x 150 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler 「Light」 のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.340 サンプルラック、24 x 75 mL、(ポリ塩化ビニル製)

24 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1432.210、6.1459.400。


合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.360 サンプルラック、12 x 150 mL (ポリ塩化ビニル製)

12 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 150 mL ビーカー (トールビーカー)、6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.370 サンプルラック、14 x 200 mL、(ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.310。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.380 サンプルラック、14 x 235 mL (ポリ塩化ビニル製)

14 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 235 mL (8オンス)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.390 サンプルラック、16 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

16 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 100 mL ガラスビーカー、ショートビーカー。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.460 サンプルラック 21 x 100 mL、(ポリ塩化ビニル製)

21個のサンプル容器に適した 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



6.2041.470 サンプルラック、22 x 120 mL、(ポリプロピレン製)

22 個のサンプルビーカーに適した 810 Sample Changer、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler「Light」のためのサンプルラック。以下のサンプルビーカーの使用が可能です: 6.1459.300、6.1459.307。

合成樹脂: ポリプロピレン (PP)



6.2058.110 Tower extension for Sample Processors



6.1909.010 Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



6.1909.020 Stirring propeller / 95 mm



6.1909.030 Stirring propeller / 95 mm



6.1909.040 Stirring propeller / 93 mm



6.1909.050 Stirring propeller / 102 mm



6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.06000.000 OMNISソフトウェアデータキャリア

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム

- 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
- 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
- ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
- 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
- ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

OMNIS
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Windows™コンピュータ上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

