



867 pH Module

2.867.0010

Titrandosの拡張もしくは900 Touch Controlと組み合わせた「スタンドアローン」としてのpH/イオン測定のためのモジュール。

pHモジュールは、pH、温度、mV、Ipol、Upol、濃度測定の外に標準添加 (manual、dos、autos) およびLQH (add、prep、empty) を実施することができます。このモジュールにより、測定のための従来のセンサーおよびインテリジェントセンサーの使用が可能です。ソフトウェアにはGLP準拠の自動のpH電極テストも組み込まれています。

pHモジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはDosinoを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています (補助溶液の添加もしくは標準添加のため)。

OMNISソフトウェア、tiamoソフトウェアもしくはTouch Controlを適用。GMP/GLP基準およびFDA 基準21 CFR Part 11の要件を満たしています (必要な場合)。

納品範囲 2.867.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

タイタランドの拡張用だけでなく、900 タッチコントロールと組み合わせて単体としても使えるpH/イオン測定用モジュール

pH モジュールは、pH、温度、mV、Ipol、Upol、濃度の他に 標準添加 (manual、dos、autos) およびリキッドハンドリング(add、prep、empty) を実施することができます。このモジュールにより、測定のための従来のセンサーおよびインテリジェントセンサーの使用が可能です。ソフトウェアにはGLP準拠の自動 pH電極テストも組み込まれています。

pH モジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはドジーノを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています (予備溶液の添加もしくは標準添加のため)。

タッチコントロールと接続して、また *tiamo*™ full (ab 2.0) と接続しても、GLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たしています。



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.801.0010	801 Stirrer



2.802.0040	804 Ti Stand 用 802 Stirrer プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。
------------	--



2.804.0010	804 Ti Stand without stand rod
------------	--------------------------------



6.2065.000	Stacking frame for 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module
------------	--



6.2151.000 Cable USB A – mini-DIN 8-pin



6.2168.000 ミニUSBアダプタケーブル、25 cm

854 iConnect を 867 pH Module、901～907 Titrand o および 916 Ti-Touchに接続するためのミニUSBアダプタケーブル、25 cm。アダプタケーブルはストレインリリーフとして装置に挿入された状態が保たれ、854 iConnect はアダプタケーブルにのみ着脱されます。



6.2103.140 Adapter black 2 mm plug / B socket 4 mm



6.2103.130 Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket

