



# 870 KF Titrino plus

2.870.0010

低価格の870 KFティトリノプラスは、容量法KF水分測定装置です。この装置により、個体、液体、気体のサンプルの微量なppmから100%までの水分を確実にかつ精密に測定することができます。ルーチンユーザーに合わせて作られたユーザーインターフェースにより、870 KFティトリノプラスは操作も容易で、ごく短い時間で習熟することができます。また頑丈なので、この装置はルーチン測定には理想的な滴定装置です。滴定容器および電極は納品内容に含まれます。

## 納品範囲 2.870.0010

| Qt.   | Order no.  | 説明                  |
|-------|------------|---------------------|
| 1 PCS | 1.870.0010 | 870 KF Titrino plus |

低価格の870 KFティトリノプラスは、容量法KF水分測定装置です。この装置により、個体、液体、気体のサンプルの微量なppmから100%までの水分を確実にかつ精密に測定することができます。ルーチンユーザーに合わせて作られたユーザーインターフェースにより、870 KFティトリノプラスは操作も容易で、ごく短い時間で習熟することができます。また頑丈なので、この装置はルーチン測定には理想的な滴定装置です。滴定容器および電極は納品内容に含まれます。



1 PCS

6.0338.100

容量滴定用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー容量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.1244.040

Set of seals



1 PCS

6.1403.040

KF Adsorber tube



1 PCS

6.1414.030

KF滴定容器上部 開口部5つ

カールフィッシャー容量滴定向け。



1 PCS

6.1415.220

Titration vessel / 20-90 mL



---

1 PCS

6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL



---

2 PCS

6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces



---

2 PCS

6.1903.020

攪拌棒 / 16 mm

磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm



2 PCS

6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm

磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2147.000

USBテンキーパッド

Titrimo plus、Dosimat plus、862 Compact Titrosampler、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler、および899 Coulometer用のUSBテンキーパッド。コネクタが2つ付いたUSBハブを含む。



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2412.000

Weighing boats



---

1 PCS

6.2723.310

Protective cover for Titrino plus



---

2 PCS

6.2730.010

Screw nipple



---

1 PCS

6.2730.020

Septum stopper



3 PCS

6.2730.030

Stopper



---

1 PCS

6.2739.010

Wrench



---

1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.860.0010 | 860 KF Thermoprep                                                                                                                                                                                                                             |    |
|            | <p>860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。</p> |                                                                                       |
| 2.803.0010 | 803 TI Stand with stirrer and pump                                                                                                                                                                                                            |   |
| 6.2148.030 | RS-232/USB Box                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | <p>計量器、パソコン (tiBase ソフトウェア)、LIMS などの接続のため、Titrino plus を 2 つのRS-232インターフェースに拡張。ケーブル 6.2151.030 が必要です。</p>                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 6.3026.150 | Exchange Unit 5 mL                                                                                                                                                                                                                            |  |

6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



---

6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



---

2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

