



889 IC Sample Center Basic

2.889.0030

889 IC Sample Center Basic は、多くのサンプルを扱うことのできる頑丈なオートサンプラーであり、最新分析ラボの難度の高い作業に最適です。x-y-z原則にもとづいて作動します。二本針システムにより、容器のキャップと隔壁に貫通させることが可能です。

メトロームのインテリジェント可変注入テクニックなどを使用して、IC システム内のペリスタリックポンプまたは 800 Dosino でサンプルの搬送を行ないます。

MagIC Net 4.1 以上に対応。

納品範囲 2.889.0030

Order Number	説明	数量
6.1807.010	Y-connector for tubing 6-9 mm i.d.	2 PCS
		
6.1816.070	シリコンチューブ 8/12 mm、1m IC Sample Center 用	2 PCS
		
6.2041.200	サンプルラック、48 x 11 mL、(アルミニウム製)	2 PCS
		
48 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。 材質: アルミニウム (Al)		

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m

1 PCS



6.2743.107

PP 製バイアル、0.7 mL、U 型、100 個

1 PCS



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.7 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 100 個

6.2743.127

青のセプタム付きスナップキャップ、100 個

1 PCS



11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します

数量: 100 個

6.2744.010

Pressure screw 5x

1 PCS



オプションアクセサリ

6.1448.057

**Aluminum septum caps /
100 pieces**



6.1448.067

セプタム付きスクリーキャップ、100個。

セプタム付きスクリーキャップ、6.2420.007 の 8 mL バイアルに適合、100個



6.2041.210

**サンプルラック、12 x 6 mL、
(アルミニウム製)**

12 個のサンプル容器に適した 889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます：

6.2419.000。

材質: アルミニウム (Al)



6.2419.007
バイアル 6 mL、100 個



バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、100 個

6.2420.007
スクリーキャップバイアル8
mL、100個



スクリーキャップバイアル8 mL、6.1448.067のスクリーキャップに適合、100 個

6.2621.110
Crimping tongs



6.2743.100
PP 製バイアル、0.7 ml、U
型、1000 個



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.7 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 1000 個

6.2743.107

**PP 製バイアル、0.7 mL、U
型、100 個**



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.7 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリユームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 100 個

6.2743.110

**PP 製バイアル、0.3 mL、V
型、1000 個**



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.3 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリユームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 1000 個

6.2743.117

**PP 製バイアル、0.3 mL、V
型、100 個**




低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.3 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリユームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 100 個

6.2743.120

**赤/白のセプタム付きスナップ
キャップ、1000 個**



11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します

数量: 1000 個

6.7303.100

**ガラス製バイアル、1.8 ml、U
型、100 個**



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの汎用 1.8 mL スナップリングバイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。

数量: 100 個

6.7303.110

**赤のセプタム付きスナップ
キャップ、100 個**



11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します。

数量: 100 個

6.05330.220

IC 機器: フルループ、PP、889
Basic



6.2816.220

キャピラリー付き針、79 μ L



6.05330.230

IC 機器: MiPT、889 Basic

