



890 Titrando

2.890.0010

ハイエンド滴定装置 (内蔵式ドージングデバイス付き)、容量滴定方式のカールフィッシャー滴定用。

4つのMSBコネクタ、絶縁処理の施された測定インターフェース、USBコネクタ。

900 Touch Control または OMNIS Software による操作

KF 滴定容器および KFT 用ダブルポイントリング電極、803 Ti Stand および交換ユニットなし。

納品範囲 2.890.0010

Order Number	説明	数量
1.890.0010	890 Titrande	1 PCS



6.00346.100	容量滴定用ダブルPtリング電極	1 PCS
-------------	-----------------	-------



2つの溶融プラチナリングによって従来のプラチナピン電極 (6.0338.100) よりも頑丈で、かつ洗浄しやすくなったカール フィッシャー滴定用の指示電極。

6.1244.040	Set of seals	1 PCS
------------	--------------	-------



6.1403.040

KF Adsorber tube

1 PCS



6.1414.030

KF滴定容器上部 開口部5つ

1 PCS



カールフィッシャー容量滴定向け。

6.1415.220

Titration vessel / 20-90 mL

1 PCS



6.1415.250

Titration vessel / 50-150 mL

1 PCS



6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pieces

2 PCS



6.1903.020

攪拌棒 / 16 mm

2 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm



6.1903.030

攪拌棒 / 25 mm

2 PCS

磁性コア付き攪拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。



6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F

1 PCS



6.2412.000

Weighing boats

1 PCS



6.2730.010

Screw nipple

2 PCS



6.2730.020

Septum stopper

1 PCS



6.2730.030

Stopper

3 PCS



6.2739.010

Wrench

1 PCS



オプションアクセサリ

2.860.0010

860 KF Thermoprep



860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カール フィッシャー水分計によって測定します。

6.2148.020

RS-232/USB box



2.136.0100

Polytron PT 1300 D




Polytron PT 1300 D - Metrohm バージョン

OMNIS Software、tiamo™ または Touch Control による直接操作が可能なホモゲナイザー。

Polytron PT1300 D は制御装置と駆動システムから構成されています。駆動システムのカップリングシステムにより、余計なツールを使用することなくユニットを容易かつ迅速に交換することが可能です。

固体のサンプルを難なくすり潰すことができます。この装置は粘性を有するサンプルを均一に混ぜ合わせるのにも大変適しています。

2.900.0010 900 Touch Control



タイトランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサー、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。

2.800.0010 800 Dosino (ケーブル: 1.5 m)



800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

2.803.0010 803 TI Stand with stirrer and pump



2.801.0040 801 Stirrer with stand



6.06003.010

OMNIS スタンドアローンライセンス

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Windows™ コンピューター上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

特徴:

- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

6.3026.110

Exchange Unit 1 mL



6.3026.150

Exchange Unit 5 mL



6.3026.210

Exchange Unit 10 mL



6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



6.3026.250

Exchange unit 50 mL



6.2811.000

Molecular sieve



6.2811.010

モレキュラーシーブ (US)



モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200）により、危険物質に分類されています。