



# 906 Titrando

2.906.0010

測定インターフェースと内蔵ビュレットドライブを備えた、カール フィッシャー電位差滴定および容量滴定のためのハイエンド滴定装置。

- 内蔵式ビュレットドライブ
- 変動滴下量当量点滴定 (DET)、等量滴下当量点滴定 (MET)、終点滴定 (SET)、酵素滴定および pH STAT 滴定 (STAT)、カール フィッシャー滴定 (KFT)
- イオン選択性電極を用いた測定 (MEAS CONC)
- インテリジェント電極「iTrode」
- モニタリング、LQH を備えたドージング機能
- 追加のスターラーまたはドージングデバイスシステムのための 4 つの MSB コネクタ
- USB コネクタ
- OMNIS Software、*tiamo* ソフトウェアもしくは Touch Control を適用
- GMP/GLP 基準および FDA 基準 21 CFR Part 11 の要件を満たしています（必要な場合）

納品範囲 2.906.0010

| Qt.   | Order no.  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.906.0010 | 906 Titrande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |
|       |            | <p>以下のものを装備したインテリジェント電極 iトロードの使用における<br/>ハイエンド自動滴定装置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 内蔵式ビュレットドライブ</li> <li>- ダイナミック滴定 (DET)、等量滴下滴定 (MET)、終点設定滴定 (SET)、酵素滴定およびpH STAT滴定(STAT)、カールフィッシャー水分測定 (KFT)</li> <li>- イオン選択性電極による測定 (MEAS CONC)</li> <li>- 監視およびリキッドハンドリングを含むドージング機能</li> <li>- MSBコネクタ4つ</li> <li>- 絶縁処理の施された測定インターフェース</li> <li>- USBコネクタ</li> </ul> |   |
| 1 PCS | 6.2739.010 | Wrench                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

## オプションアクセサリ

| Order no.  | 説明             |
|------------|----------------|
| 6.2148.020 | RS-232/USB box |



---

2.800.0010      800 Dosino

800 Dosino 高機能電動ビュレットのドージングユニット用書き込み・読み取り用ハードウェア付き駆動部。固定されたケーブル付き（長さ 150 cm）。



---

2.801.0040      801 Stirrer with stand



---

2.802.0040      804 Ti Stand 用 802 Stirrer

プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。



2.804.0040 804 Ti Stand with stand



---

2.805.0010 805 Dosimat



---

2.846.0010 846 Dosing Interface

ドージングおよびLQH作業のために、最高4つまで800 Dosino または 805 Dosimatが接続できるUSB接続可能な制御ユニット。操作には Touch Control、またはOMNISソフトウェア、tiamo™、MagIC Net、viva、あるいは797 VA Computraceがインストールされたパソコンとの接続が必要です。



---

6.2104.020 Electrode cable / 1 m / F



6.2104.600 Electrode cable for plug in head U/plug F, 2x2 mm B, 1m



---

6.2148.010 Remote Box MSB



---

6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



---

6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



---

6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



---

6.3026.250 Exchange unit 50 mL



---

6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



---

6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



---

6.3032.220 807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



---

6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



タイタランド用オペレーションユニット、USBサンプルプロセッサ、856導電率モジュール、867 pHモジュール、846 ドージングインターフェース。接触感度が高く、高解像度のカラーディスプレイ、メソッドへ直接アクセスするためのお気に入りメニューによる直管的な操作。インターネットに直接繋げるための内蔵式イーサネットインターフェース、USBプリンターまたはUSBメモリースティックと接続するためのUSBインターフェースを含む。ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、ポーランド語、イタリア語。



854 iConnect - インテリジェント電極 «iTrodes» 用の電極ケーブルと測定アンプ (ケーブル長さ 150 cm)。



854 iConnect を 867 pH Module、901~907 Titrand o および 916 Ti-Touchに接続するためのミニUSBアダプタケーブル、25 cm。アダプタケーブルはストレインリリーフとして装置に挿入された状態が保たれ、854 iConnect はアダプタケーブルにのみ着脱されます。



6.2103.130      Adapter red 2 mm plug / 4 mm socket



---

6.2151.000      Cable USB A – mini-DIN 8-pin

