



DS2500 Liquid Analyzer

2.929.0010

オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.7494.000	DS2500 Liquid 波長基準 DS2500 Liquid Analyzerのための透過波長基準



6.7492.000 使い捨てバイアル2mm用のDS2500ホルダー

直径2 mmのガラス製使い捨てバイアル用インテリジェントホルダー



6.7492.010 使い捨てバイアル4mm用のDS2500ホルダー

直径4 mmのガラス製使い捨てバイアル用インテリジェントホルダー



6.7492.020 使い捨てバイアル8mm用のDS2500ホルダー

直径8 mmのガラス製使い捨てバイアル用インテリジェントホルダー



6.7492.030 使い捨てバイアル10mm用のDS2500ホルダー

直径10 mmのガラス製使い捨てバイアル用インテリジェントホルダー



6.7492.100 キュベット1mm用のDS2500ホルダー

1 mmパス長の12.5mmキュベットのためのインテリジェントホルダー



6.7492.110 キュベット2mm用のDS2500ホルダー

2 mmパス長の12.5 mmキュベットのためのインテリジェントホルダー



6.7492.120 キュベット5mm用のDS2500ホルダー

5 mmパス長の12.5 mmキュベットのためのインテリジェントホルダー



Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
- 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Network は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。



Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート

バージョン Vision Air Network Complete (66072207) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

6.7401.200

クォーツキュベット、1 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります:

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 1 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.100)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm (6.07401.010)



6.7401.210 クォーツキュベット、2 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります：

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 2 mm のキュベット用 DS2500ホルダー (6.7492.110)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm (6.07401.010)



6.7401.220 クォーツキュベット、5 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

次の製品と互換性があります：

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 5 mm のキュベット用 DS2500ホルダー (6.7492.120)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、5 mm (6.07401.030)



6.7401.230 クォーツキュベット、10 mm

最高の純度と均質性を備えたクォーツガラス製のウィンドウを有するクォーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

以下の製品と互換性があります：

- 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (6.7403.180)
- 10 mm のキュベット用 DS2500ホルダー (6.7492.130)
- ホルダー OMNIS NIR、キュベット、10 mm (6.07401.040)



6.7401.300 フローセル、0.5 mm

近赤外分光法 (NIRS) に適した、光路長 0.5 mm のフロー石英キュベットです。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、フローセル (6.07401.100)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7493.000)



6.7401.310 フローセル、1 mm

近赤外分光法 (NIRS) の分析に適した、光路長 1.0 mm のフロー石英キュベットです。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、フローセル (6.07401.100)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7493.000)



6.7402.070 使い捨てバイアル、直径 2mm、透過

透過した液体を分析するための直径 2mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、2 mm (6.07401.050)
- フローキュベット用 DS2500 ホルダー (6.7492.000)



6.7402.100 使い捨てバイアル、直径 10mm、透過

透過した液体を分析するための直径 10mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 195 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、10 mm (6.07401.080)
- 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (6.7492.030)



6.7430.050 NIRS DS2500 のためのスペアランプ

NIRS DS2500 Analyzer のためのスペアランプ (12.0 V および 35 W)




6.7430.060 マイクロファイバー製クリーニングクロス

モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。



6.7493.000 DS2500 フローキュベットのためのホルダー

12.5 mm フローキュベットのためのインテリジェントホルダー



6.7492.130 キュベット10mm用のDS2500ホルダー

10 mmパス長の12.5 mmキュベットのためのインテリジェントホルダー



6.7402.240 使い捨てバイアル、8 mm、透過、100 個

透過した液体を分析するための光学的距離 8 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 100 個。使い捨てバイアルには閉じ蓋 (個数 = 100) が付属されています。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm (6.07401.070)
- 使い捨てバイアル 8 mm 用の DS2500 ホルダー (6.7492.020)




6.7402.250 使い捨てバイアル、4 mm、透過、200 個

透過した液体を分析するための光学的距離 4 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。

次の製品と互換性があります:

- ホルダー OMNIS NIR、バイアル、4 mm (6.07401.060)
- 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (6.7492.010)



6.7402.260 使い捨てバイアル用閉じ蓋、4 mm、100 個

透過用使い捨てバイアル 4 mm のための閉じ蓋 100個 (6.7402.250)。

