



dProfitrode

6.00204.300

ダブルジャンクションシステムを装備した OMNIS 用デジタル複合 pH 電極。この電極は、以下のようなサンプルの pH 測定/滴定に適しています:

- センサーの参照システムを汚すサンプル (例えば浴槽、硫化物を含むサンプルなど)
- 塩化カリウム $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ に参照内部液として用いることのできないサンプル (例えばサンプルとカリウムまたは塩化物の反応など)

電極には、必要に応じて取り換えることのできる、汚れに耐性のあるフレキシブルなグランドジョイントダイアフラムが装備されています。

塩橋(えんきょう)として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ を使用する場合、保存液中での保存が推奨されます。

塩橋(えんきょう)は、適切な内部液と交換することができます (例えば、硝酸カリウム $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ (6.2310.010))。使用される電解液にて保管します。

dTrobe は OMNIS Titrator にて使用できます。

納品範囲 6.00204.300

Order Number	説明	数量
6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm	1 Stk



6.2008.040	保存容器	1 Stk
------------	------	-------



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。

オプションアクセサリ

6.2308.020

電解液 3 mol/L KCl (250 mL)

電解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、(Ag/AgCl 参照システム用)



6.2323.000

Storage solution



6.2325.000

pH kit

pH 電極用メンテナンスキット

キットには以下が付属しています:

- 50 mL 洗浄液
- 50 mL 3M KCl 溶液
- 50 mL 保管溶液
- 保存容器 2 個
- 使用説明書



6.02104.300
電極ケーブル プラグヘッド Q /
プラグ P、0.55 m



dTrobe (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに
接続するケーブル

6.02104.310
電極ケーブル プラグヘッド Q /
プラグ P、1.5 m



dTrobe (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに
接続するケーブル

6.2310.010
Electrolyte KNO₃-1mol/L
250 mL



6.2325.100

洗淨液 3 x 50 mL

