



複合dCa ISE

6.00502.300

OMNIS用デジタル複合カルシウム選択性電極。
このイオン選択性電極は以下の用途に適しています：

- 水性溶液中における Ca^{2+} のイオン測定
- 錯(逆)滴定 (たとえば水の硬度の測定など)

頑丈で耐破損性のポリプロピレン製合成樹脂シャフト、および高分子膜のための衝撃保護により、これは機械的に非常に耐性の高いセンサーとなっています。

参照内部液として、および保管のため $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$ を使用します。

dTrodeは OMNIS Titratorにて使用できます。

納品範囲 6.00502.300

Order Number	説明	数量
6.1236.050	Sleeve with SGJ 14/12 mm	1 Stk



6.2008.040	保存容器	1 Stk
------------	------	-------



ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。

オプションアクセサリ

6.2308.020

電解液 3 mol/L KCl (250 mL)

電解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 、(Ag/AgCl 参照システム用)



6.02104.300

電極ケーブル プラグヘッド Q /
プラグ P、0.55 m

dTrobe (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに
接続するケーブル



6.02104.310

電極ケーブル プラグヘッド Q /
プラグ P、1.5 m

dTrobe (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに
接続するケーブル

