




OMNIS IC AS Tray

6.02040.000

OMNIS IC Autosampler でサンプルラックを収容するためのトレイ。このトレイは、自動サンプリング中にサンプルラックを確実に設置し、正確に位置決めするための安定した土台となります。その形状は、日常的な分析ワークフローにおいて、安定したハンドリングと確実な操作を確保できるように設計されています。このトレイはオートサンプラーシステムにシームレスに統合することができ、簡単に取り外すこともできるため、オートサンプラーにセットする前に、実験台の上で直接サンプルラックのローディングや準備をスムーズに行うことができます。

オプションアクセサリ

6.02041.500 サンプルラック OMNIS 24 x 10 mL



OMNIS IC Autosampler 内の 24 x 10 mL バイアルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。

6.02041.510 サンプルラック OMNIS 40 x 5 mL



OMNIS IC Autosampler 内の 40 x 5 mL バイアルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。

6.02041.520 サンプルラック OMNIS 48 x 11 mm



OMNIS IC Autosampler 内の 48 x 11 mm 外径バイアルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。

6.02041.530
**サンプルラック OMNIS 6 x 50
mL**



OMNIS IC Autosampler 内の 6 x 50 mL ボトルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。

6.02041.540
**サンプルラック OMNIS 12 x
22 mm**



OMNIS IC Autosampler 内の 12 x 22 mm 外径バイアルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。

6.02041.550
**サンプルラック OMNIS、2 x
200 mL**



OMNIS IC Autosampler 内の 2 x 200 mL ボトルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます