



シリンダーユニット OMNIS スペシャル、10 mL

6.03004.210

OMNIS Titrator、滴定モジュール、またはドージングモジュール 1 台用のインテリジェントな 10 mL シリンダーユニット。特に以下の溶液にこのシリンダーユニットを推奨します:

- アルカリ性水溶液
- 滴定試薬 5
- 硝酸銀溶液
- 非水性アルカリ性溶液
- 過マンガン酸塩溶液
- EDTA 溶液

ドージングチューブと反拡散チップが付属しています。

納品範囲 6.03004.210

Order Number	説明	数量
6.01508.210	シリンダーユニット OMNIS スペシャル 10 mL、付属品 なし 1 PCS  OMNIS Titrator、滴定モジュールもしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 10 mL。このシリンダーユニットは次の溶液に非常に適しています: • 水性アルカリ溶液 • 滴定試薬 5 • 硝酸銀溶液 • 非水性アルカリ溶液 • 過マンガン酸塩溶液 • EDTA溶液 ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含まない。	
6.1446.030	Ball stopper / B-14/(15) 1 PCS 	
6.1446.040	Threaded stopper / M6 2 PCS 	

6.1543.200

Titration tip / M6 thread

1 PCS



6.1805.100

FEP tubing / M6 / 40 cm

2 PCS



6.2008.030

807 Dosing Unit 用ビュレットチップケース

1 PCS



ケースホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit のビュレットチップ用のホルダーになります。

6.2709.070

Guiding sleeve

1 PCS



6.2739.000

Wrench

1 PCS



オプションアクセサリ

6.05700.140

消耗品キット シリンダーユニット OMNIS



FEP チューブ接続部 M6 (40 cm)、および 6.03001.xxxと6.03004.xxx シリンダーユニット OMNIS のための反拡散チップ。

6.05700.460

消耗品キット シリンダーユニット OMNIS スペシャル 10 mL



シリンダー、ピストン、シリンダーベース、バルブディスク、センタリングチューブ、ハウジング、データチップを完備したシリンダーユニット スペシャル、10 mL。OMNIS シリンダーユニット 6.03004.210用。