



付属品キット：OMNIS IC AS COOL

6.05000.060

OMNIS IC Autosampler COOLの取り付けを完了するための付属品セット。

納品範囲 6.05000.060

Order Number	説明	数量
6.01816.010	シリコン製チューブ、8/12 mm、2 m 排水チューブ	2 PCS
		
6.02041.510	サンプルラック OMNIS 40 x 5 mL OMNIS IC Autosampler 内の 40 x 5 mL バイアルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。	2 PCS
		
6.02061.120	ドリップコレクター、Extension Extension 用インテリジェントドリップコレクター。	1 PCS
		

6.02743.027

バイアル PS、5 mL、200 個

1 PCS



OMNIS IC Autosampler での使用に特化して設計された、高品質ポリスチレン (PS) 製の容量目盛り付き使い捨てサンプルバイアル。容量 5 mL かつ最適化された形状 (平底) により、これらのバイアルはシームレスな統合、安全な取り扱い、そして信頼性の高いオートメーションを実現します。

Metrohm サンプルバイアルは、クリーンルーム条件下 (DIN ISO 14644 に基づくクリーンルームクラス 7) で製造および梱包されており、高純度が求められるアプリケーション向けに設計されています。これらは汚染レベルが最小限に抑えられていることが妥当性確認済みであり、わずかな不純物でも結果に影響を及ぼし得るイオンクロマトグラフィーでの微量分析に最適です。

数量：200 個

6.02743.030

PPボトル、50 mL、12 個

1 PCS



6.02743.087

キャップ PP、外径 11.5 mm、200 個


1 PCS



ポリスチレン製サンプルバイアル 5 mL 用ポリプロピレン製キャップ。このキャップはクリーンルーム条件下 (DIN ISO 14644 に基づくクリーンルームクラス 7) で製造・梱包されており、高純度が求められる IC アプリケーションに対応しています。

数量：200 個

6.02040.010


OMNIS IC AS COOL トレイ

1 PCS

OMNIS IC Autosampler でサンプルラックを収容するための冷却トレイ。このトレイはサンプルを制御された低温度に保ち、温度に敏感な化合物の分析を可能にします。ラック位置および取り扱いが標準の AS トレイに準拠しており、自動サンプリング時における確実かつ精密な操作を保証します。このトレイはオートサンプラーシステムにシームレスに統合することができ、簡単に取り外すこともできるため、オートサンプラーにセットする前に、実験台の上で直接サンプルラックのローディングや準備をスムーズに行うことができます。

6.02743.097


セプタム付きスクリーキャップ、12 個

1 PCS

サンプル、標準および試薬の安全な保管・取り扱いに適した、セプタム一体型スクリーキャップ。セプタムは、汚染や蒸発を最小限に抑えながら自動的なサンプルアクセスを可能にするため、自動化された実験室のワークフローに最適です。その堅牢な設計により、サンプル前処理および分析の際、確実な密閉性と信頼性の高い性能が確保されます。

数量：12 個