



OMNIS IC装置：Dose-inグラジエント

6.05332.090

OMNIS ICのDose-inグラジエント用付属品セット：グラジエントは、分析時間を通じて変化する混合比であり、異なる溶離液を混合することによって生成されます。

OMNIS Cylinder Unitは、濃縮または希釈された溶離液を、所定の比率で主溶離液流に添加します。これにより、移動相の全体的な濃度が増加します。その結果、許容可能な分析時間内で、すべてのイオンの最適な分離が実現されます。

前提条件：

OMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

– 利用可能なOMNIS Dosing Drive Unit

納品範囲 6.05332.090

Order Number	説明	数量
6.02744.010	フランジレスフィッティング M6、1/8", 2 個 1/8" チューブ用フランジレスフィッティング。 数量：2 個	2 PCS
		
6.05000.010	付属品キット: ボトル OMNIS IC、PP、2 L 試薬ボトルを Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control に取り付けるための OMNIS IC 付属品 セット。	1 PCS
		
6.2744.200	Adapter UNF 10/32 outer / M6 inner	1 PCS
		

6.01805.400

FEP チューブ M6、1/8" x 1.59 mm、3 m

1 PCS



6.02006.120

ホルダー、固定レール

1 PCS

OMNIS IC 内の固定レールに T 字コネクターを固定するためのブラケット。



6.02744.020

T 字コネクター、M6

1 PCS

3 M6 チューブ用 T 字コネクター。



6.06007.340

ファンクションライセンス Dose-in グラジエント

1 PCS

OMNIS で Dose-in グラジエント実行するためのファンクションライセンス。

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

オプションアクセサリ

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



OMNIS Dosing Drive Unit は、液体を正確に吸引および吐出する、装着可能なシリンダーユニットのドージングデバイスとして機能します。

OMNIS Dosing Drive Unit は様々なシリンダーユニット (2 ~ 50 mL) と互換性があります。新設計により、吐出時により高い分解能と精度を実現します。

仕様:

- 分解能: シリンダー容量あたり 250 000 ステップ
- 吐出時間/ 充填時間: 10 秒