



OMNIS IC装置：DD再生、洗浄

6.05332.100

STREAMセットアップ無しのDosing Drive Unitを搭載したMSM再生用付属品セット。

前提条件：

OMNIS IC S/M/Lには以下が含まれます：

– 利用可能なOMNIS Dosing Drive Unit

納品範囲 6.05332.100

Order Number	説明	数量
6.02744.010	フランジレスフィッティング M6、1/8", 2 個 1/8" チューブ用フランジレスフィッティング。 数量：2 個	2 PCS
		
6.02837.030	CO2 Absorber (Tube) ルアーアダプター付き CO2 Absorber (Tube)；試薬や溶離液を粒子から保護し、CO2 の影響を受けやすい溶離液において安定した保持時間を確保します。	1 PCS
		
6.02837.040	フィルター管 ルアーアダプター付きフィルター管、溶離液や試薬を粒子から保護します。	1 PCS
		

6.05000.010

付属品キット: ボトル OMNIS IC、PP、2 L
2 PCS

試薬ボトルを Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control に取り付けるための OMNIS IC 付属品セット。



6.2744.070

Pressure screw short
1 PCS


6.01506.120

シリンダーユニット OMNIS 2 mL、UNF 10/32
1 PCS

インテリジェントなシリンダーユニット OMNIS 2 mL、4ポート搭載 (2x M6 および 2x UNF 10/32)、OMNIS IC 内で OMNIS Dosing Drive Unit と使用するための製品。



6.01805.400

FEP チューブ M6、1/8" x 1.59 mm、3 m
1 PCS


オプションアクセサリ

2.1056.0310

OMNIS Dosing Drive Unit



OMNIS Dosing Drive Unit は、液体を正確に吸引および吐出する、装着可能なシリンダーユニットのドージングデバイスとして機能します。

OMNIS Dosing Drive Unit は様々なシリンダーユニット (2 ~ 50 mL) と互換性があります。新設計により、吐出時により高い分解能と精度を実現します。

仕様:

- 分解能: シリンダー容量あたり 250 000 ステップ
- 吐出時間/ 充填時間: 10 秒