



Nucleosil 5SA - 125/4.0

6.1007.000

IC陽イオンカラムNucleosil 5SA - 125/4.0は、陽イオンの分離のためにスルホン酸群を使用します。有機酸とエチレンジアミンを含む溶離液により、このカラムは、マグネシウム、カルシウム、またいくつかの遷移金属（ニッケル、亜鉛、コバルト、マンガンなど）などといった二価の陽イオンを分離します。そのためNucleosil 5SA - 125/4.0は、ポストカラム反応なしの直接的な電気伝導度測定によって遷移金属を測定するための、リーズナブルかつ頑丈な分離カラムです。カルシウムとマグネシウムは、アルカリ金属の高い濃度とともに、確実に測定することができます。カラムは、二価の陽イオンのみに適しています。一価の陽イオンは、インジェクションピークに伴って容易に溶離します。

オプションアクセサリ

Order no.

説明

6.1007.110 Nucleosil 5SA 2 Guard cartridge/4.0

For the protection of the Nucleosil 5SA - 125/4.0 analytic separation column. Requires the 6.2821.140 holder for connection to the analytic column.



6.2821.140 Nucleosil 5SA 2 保護カートリッジ/4.0用ホルダー

分析用分離カラムに接続するためのNucleosil 5SA 保護カートリッジ/4.0用ホルダー

