



OMNIS Titrator Basic KFT

2.1001.6220

OMNIS Titrator Basic KFT 提供了容量式卡尔·费休滴定法用完整套装。套装中包括用于容量式卡尔·费休滴定法的带磁力搅拌器的 OMNIS Titrator、用于手动更换试剂的 Solvent Pump、容量式卡尔·费休滴定法所需的所有必要附件以及 OMNIS Software 的独立许可证。只能使用 OMNIS Titrator 的内部滴定管执行滴定。

Scope of delivery 2.1001.6220

Order Number	Description	Quantity
1.1029.0010	溶剂泵 溶剂泵搭配 Eco KF Titrator 用于在不和试剂发生接触的情况下安全添加和抽吸滴定杯内盛物。	1 PCS
6.01600.010	OMNIS 试剂瓶适配器 适配器，用于将试剂瓶采用 3S 工艺连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。	1 PCS
6.1546.030	活塞钳 用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。	1 PCS



6.01601.000

多用途瓶盖

1 PCS



可重复使用的瓶盖，采用 3S 工艺，将试剂瓶连接至 OMNIS Titrator、Titration Module 或 Dosing Module。

6.2016.050

支撑杆 / 300毫米

1 PCS



6.2013.010

定位环

1 PCS



用于直径为 10 mm 的支架杆。

6.06000.000

OMNIS 软件数据储存介质

1 PCS

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

需要许可授权的计算机程序，用于控制复杂的 OMNIS 分析系统。

- 以样品为导向的操作过程，带有大量模板
- 图形方法编辑器，带大量模板
- 清晰明了且专业的样品列表
- 管理仪器设备、工作系统、传感器、溶液
- 对话框语言：德语、英语、中文

6.03004.210

OMNIS 特殊计量管单元，10 mL

1 PCS



智能 10 mL 计量管单元，用于一台 OMNIS Titrator、滴定模块或加液模块。该计量管单元特别推荐用于以下溶液：

- 水性碱溶液
- 滴定剂 5
- 硝酸银溶液
- 非水性碱溶液
- 高锰酸盐溶液
- EDTA 溶液

包含加液软管和防扩散滴管头。

6.02101.011

模拟测量模块

1 PCS



OMNIS Titrator 或滴定模块的模拟测量通道，用于连接模拟电极。与 OMNIS Software 版本 2.18 或以上兼容。

6.06003.010

OMNIS 单机版许可证

1 PCS

允许单机版 OMNIS 软件在一台 Windows™ 计算机上运行。

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

特性:

- 该许可证已含有一份 OMNIS 设备许可证。
- 须通过万通许可授权平台进行激活。

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

1 PCS



用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。

6.05609.020

IONIC Titrator 的 KFT 附件

1 PCS

完整的附件套件，用于使用 IONIC Titrator 执行容量式卡尔·费休滴定法



Optional accessories

1.1042.0010

**Dosino Module (0.75 m 电
缆)**

Dosino Module 是一种高精度驱动装置，用于为 OMNIS 滴定系统节省空间地扩展额外的滴定、加液和其它灵活量化液体处理任务智能滴定管。配有固定安装的电缆（长度 0.75 m）。



1.1042.0020

Dosino Module (2 m 电缆)

Dosino Module 是一种高精度驱动装置，用于为 OMNIS 滴定系统节省空间地扩展额外的滴定、加液和其它灵活量化液体处理任务智能滴定管。配有固定安装的电缆（长度 2 m）。

