



无搅拌器的 OMNIS Coulometer Module

2.1019.0010

无磁力搅拌器的 Coulometer Module 可连接至 OMNIS Titrator 或者 OMNIS Coulometer，以扩展测量接口。

Scope of delivery 2.1019.0010

Order Number	Description	Quantity
1.1019.0010	无搅拌器的 OMNIS Coulometer Module 无磁力搅拌器的 OMNIS Coulometer Module	1 PCS



Optional accessories

6.05406.000

**OMNIS Coulometer 的 KFC
装置，配备有隔膜的发生电极**

完整的附件组，用于电量分析卡尔·费休滴定法。



6.05406.010

**OMNIS Coulometer 的 KFC
装置，配备无隔膜的发生电极**

完整的附件组，用于电量分析卡尔·费休滴定法。



2.1009.0010

OMNIS Solvent Module

OMNIS Solvent Module，用于可靠地添加溶剂和排空滴定杯内容物，无需接触试剂。新型改进版本，耐氯仿、氯苯、二甲苯和冰醋酸（需要 OMNIS 4.4.1 或更高版本）。手动操作或通过 OMNIS Software 驱动，实现最大易用性。包含附件、溶剂瓶和废液瓶。



6.1446.220
塞子更换试剂溶剂模块

电量分析滴定杯中用于更换试剂的塞子，配有溶剂模块。



6.02102.010
MDL 插头/插口电缆 0.5 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆 (0.5 m)



6.02102.020
MDL 插头/插口电缆 1 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆 (1 m)



6.02102.030
MDL 插头/插口电缆 2 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆 (2 m)



6.02102.040

MDL 插头/插口电缆 5 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆 (5 m)



6.02102.050

MDL 插头/插口电缆 10 m

用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆 (10 m)

