



Eco KF Titrator

2.1027.0010

新款集成有磁力搅拌器和触摸式显示屏的 Eco KF Titrator 是常规水份测定的理想选择。预定义的方法能够方便顺利和简单地调试仪器。除了符合 GLP（良好的实验室操作规程）外，还可以打印输出在纸张上或提供 PDF 文件版本，因此 Eco KF Titrator 还便于连接天平或通过 PC/LIMS 报告将测定数据发送给一台计算机。

Scope of delivery 2.1027.0010

Order Number	Description	Quantity
1.1027.0010	Eco KF Titrator 新款集成有磁力搅拌器和触摸式显示屏的 Eco KF Titrator 是常规水份测定的理想选择。预定义的方法能够方便顺利和简单地调试仪器。除了符合 GLP（良好的实验室操作规程）外，还可以打印输出在纸张上或提供 PDF 文件版本，因此 Eco KF Titrator 还便于连接天平或通过 PC /LIMS 报告将测定数据发送给一台计算机。	1 PCS
6.1446.080	堵头螺丝 / M8 	1 PCS
6.1546.040	Eco Dosimat/Eco Titrator 用活塞工具 移除和安装活塞用工具。 	1 PCS

6.1602.105

瓶盖 / GL 45 / 绿色

1 PCS



可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 GL 45。

6.1619.010

用在交换单元上的吸收器套件（Absorber cpl.）

1 PCS



6.1805.090

FEP管 / M6 / 31厘米

2 PCS

带光照保护和扭折保护



6.1805.100

FEP管 / M6 / 40厘米

1 PCS

带光照保护和扭折保护



6.1819.020

管

1 PCS



用于带M6螺纹的开孔。用于6.1602.1XX试剂瓶的瓶附件

6.2013.010

定位环

1 PCS



用于直径为 10 mm 的支架杆。

6.2016.070

支撑杆 / 400毫米

1 PCS



6.2023.020

SGJ 14/15 的夹子

1 PCS



SGJ 14/16 的夹子

6.2164.010

桌式电源 100 - 240 V/24 V 直流

1 PCS

用于 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer 和 所有 Eco Titrator/Eco Dosimat 的桌式电源。



6.02712.000

保护盖，用于 Eco Dosimat / Eco Titrator

1 PCS

保护盖，用于 Eco Dosimat / Eco Titrator 的显示屏。



6.6081.020

Eco KF Titrator 用 U 盘

1 PCS

Eco KF Titrator 用数据储存介质



Optional accessories

2.1029.0010 Solvent Pump



Solvent Pump 用于 Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometer, 可安全添加溶剂和排空滴定杯内容物, 无需接触试剂。

通过选配 6.2164.010 供电单元, 也可实现独立于仪器的运行。

6.02709.040 螺旋塞



滴定杯上部螺旋塞 6014050X0。

6.02711.000 刮样匙



适用于卡尔·费休法进行糊状物质的水份测定, 例如: 蜂蜜、化妆品、脂肪或各种乳制品。

刮样匙方便添加粘性样品。操作起来和其他铲子一样简单, 并且有助于方便、快速和无损失地将膏剂添加到卡尔·费休滴定杯中。为快速、完全地溶解粘性样品, 我们另外建议使用匀浆器。与滴定杯上部 6014050X0 匹配。

6.05610.050

Eco KF Titrator 用 KFT 配备

完整的附件组，用于容量式卡尔·费休滴定法



6.05610.060

**带 Polytron 的 Eco KF
Titrator 用 KFT 配备**

完整的附件组，用于通过 Polytron 进行容量式卡尔·费休滴定法



6.03002.150

计量管单元 Eco 5 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 5 mL 计量管单元。无
计量软管和防扩散滴管。



6.03002.210

计量管单元 Eco 10 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 10 mL 计量管单元。
无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.220
计量管单元 Eco 20 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 20 mL 计量管单元。
无计量软管和防扩散滴管。



6.03002.250
计量管单元 Eco 50 mL

用于 Eco Dosimat 配液器/Eco 滴定仪的 50 mL 计量管单元。
无计量软管和防扩散滴管。



2.142.0100
热敏打印机 Custom Q3X

带 USB 接口的一体型打印机，用于



- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (电缆 6.2151.140)
- Eco Dosimat / 滴定仪
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆 6.2151.120。

6.9001.050

**热敏纸，用于 Custom Neos-N
/ Q3X**



热敏纸 60 mm / 25 m，用于 Custom Neos-N / Q3X。
新：正确存放下可确保 25 年可读性。

1 卷

2.143.0200

点阵式打印机 TX-900MH



紧凑性点阵式打印机，带 USB 和 RS 232 接口，用于

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titrator (+)
- 877 / 848 Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (额外需要 6.2151.100)
- 862 Compact Titr sampler (额外需要 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (额外需要 6.2151.100)
- 899 Coulometer (额外需要 6.2151.100)

(+) 电缆包含在标准配置中

6.01406.250

50 – 150 mL 滴定杯



用于 6014050X0 滴定杯上部的带有螺旋塞的 50 – 150 mL 滴定杯。

6.2811.000
分子筛

分子筛。瓶装250克。孔径： 0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。



6.2811.010
分子筛（美国）

分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小： 0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。
本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。

