



OMNIS Actuator Unit

2.1056.0410

OMNIS Actuator Unit 用作 OMNIS IC System 中各种进样器、选择器和 OMNIS MSM Unit 的驱动装置：

- OMNIS Actuator Unit 与进样阀组合，用于向淋洗液流中进样样品。
- OMNIS Actuator Unit 装备有选择阀，用作多种液体间的软件拨动开关。
- OMNIS MSM Unit 与 1 个抑制器转子一起构成 1 个 Metrohm Suppressor Module (MSM)。MSM 在 OMNIS IC System 中用作化学抑制器。

Scope of delivery 2.1056.0410

Order Number	Description	Quantity
1.1056.0410	OMNIS Actuator Unit OMNIS Actuator Unit 用作 OMNIS IC System 中各种进样器、选择器和 OMNIS MSM Unit 的驱动装置： – OMNIS Actuator Unit 与进样阀组合，用于向淋洗液流中进样样品。 – OMNIS Actuator Unit 装备有选择阀，用作多种液体间的软件拨动开关。 – OMNIS MSM Unit 与 1 个抑制器转子一起构成 1 个 Metrohm Suppressor Module (MSM)。MSM 在 OMNIS IC System 中用作化学抑制器。	1 PCS



Optional accessories

6.02842.040

转子外壳

用于将 OMNIS Actuator Unit 升级为 OMNIS MSM Unit 的转子外壳。



6.05332.130

OMNIS IC 设备: AutoSwitch



用于 OMNIS IC 中 AutoSwitch 的附件套件：许多样品需要分析多种分析物，例如阴离子和阳离子。OMNIS IC M 可轻松升级以执行 AutoSwitch 分析。这使得例如阴离子和阳离子分析能够自动序列执行。通过额外的进样器和两个两位三通阀，可实现不同分析之间的自动切换。

前提：

OMNIS IC M，包括：

- 可用的 OMNIS Actuator Unit，配备 6/2 或 7/3 进样器（至少需要 1 个 7/3 进样器）
- OMNIS Column Thermostat Unit 上的可用位置
- 配备 1 个 M6 型二位三通阀和 1 个 UNF 型二位三通阀的 AS /ASCOOL

6.05801.170
进样器 6/2 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Actuator Unit 扩展一个带有 UNF 10/32 接口的无金属 6/2 进样器。

进样器规格:

- 钻孔内径: 0.4 mm
- 转子材料: Valcon E
- 定子材料: PAEK/碳纤维
- 最大压力: 35 MPa

前提:

210560410 OMNIS Actuator Unit

信息: 此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。

6.05801.180
进样器 7/3 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Actuator Unit 扩展一个带有 UNF 10/32 接口的无金属 7/3 进样器。

进样器规格:

- 钻孔内径: 0.4 mm
- 转子材料: Valcon E
- 定子材料: PAEK/碳纤维
- 最大压力: 35 Mpa

前提:

2.10560.410 OMNIS Actuator Unit

信息: 此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。

6.05801.190

进样器 4/2, 0.25 µL 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Actuator Unit 扩展一个带有 UNF 10/32 接口的无金属 4/2 进样器（内环体积 0.25 µL）。

进样器规格：

- 钻孔内径：0.4 mm
- 转子材料：Valcon E
- 定子材料：PAEK/碳纤维
- 最大压力：24 MPa

前提：

210560410 OMNIS Actuator Unit

信息：此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。

6.05801.200

进样器 4/2, 1.0 µL 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Actuator Unit 扩展一个带有 UNF 10/32 接口的无金属 4/2 进样器（内环体积 1.0 µL）。

进样器规格：

- 钻孔内径：0.4 mm
- 转子材料：Valcon E
- 定子材料：PAEK/碳纤维
- 最大压力：24 MPa

前提：

210560410 OMNIS Actuator Unit

信息：此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。

6.05801.210
进样器 8/2 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Actuator Unit 扩展一个带有 UNF 10/32 接口的无金属 8/2 进样器。

进样器规格:

- 钻孔内径: 0.4 mm
- 转子材料: Valcon E
- 定子材料: PAEK/碳纤维
- 最大压力: 35 Mpa

前提:

210560410 OMNIS Actuator Unit

信息: 此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。

6.05801.220
进样器 10/2 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Actuator Unit 扩展一个带有 UNF 10/32 接口的无金属 10/2 进样器。

进样器规格:

- 钻孔内径: 0.4 mm
- 转子材料: Valcon E
- 定子材料: PAEK/碳纤维
- 最大压力: 35 Mpa

前提:

210560410 OMNIS Actuator Unit

信息: 此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。

6.05801.230

选择器 10/1, LP 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Actuator Unit 扩展一个带有 UNF 10/32 接口的无金属 10/1 选择器（低压）。

进样器规格:

- 钻孔内径: 0.75 mm
- 转子材料: Valcon E
- 定子材料: PPS
- 最大压力: 2 Mpa

前提:

210560410 OMNIS Actuator Unit

信息: 此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。

6.05801.240

选择器 10/1, HP 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Actuator Unit 扩展一个带有 UNF 10/32 接口的无金属 10/1 选择器（低压）。

进样器规格:

- 钻孔内径: 0.4 mm
- 转子材料: Valcon E
- 定子材料: PAEK/碳纤维
- 最大压力: 35 Mpa

前提:

210560410 OMNIS Actuator Unit

信息: 此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。

6.2832.000

MSM 转子 A



抑制器转子，用于所有带MSM的IC仪器。

6.2842.000
MSM-HC 马达 A

适用于所有带 MSM-HC（高容量万通抑制器模块）的离子色谱仪的抑制器马达



6.2842.020
适配器套管, MSM

可在适配器套管的帮助下将 MSM Rotor A 和 MSM-LC Rotor A 安装在转子外壳中。



6.2842.200
MSM-HC 马达 C

适用于所有带 MSM-HC 驱动装置（高容量万通抑制器模块）的离子色谱仪的抑制器马达，用于阳离子抑制。



6.2844.000
MSM-LC 马达 A

抑制器马达，与 2 mm 分离柱一起使用

