



OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

2.1056.1200

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 用作试剂存放架，确保为 OMNIS IC System 中的内腔照明。它另外提供了一项软件集成泄漏检测功能。

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 始终位于最上方的 OMNIS Extension Module 上，同时构成了 OMNIS IC System 的罩盖。在 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 的出液口处安装了一个漏液传感器。一旦至少一个门打开，OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 中集成的照明装置就会照亮 OMNIS IC System 的内部。

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 提供了可容纳最多 6 个瓶的位置，并且可配备其它附件，比如瓶固定件、瓶固定装置、容积传感器、磁力搅拌器或者有外部罐传感器的废液瓶。

Scope of delivery 2.1056.1200

Order Number	Description	Quantity
1.1056.1200	OMNIS Reagent Organizer Liquid Control OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 用作试剂存放架，确保为 OMNIS IC System 中的内腔照明。它另外提供了一项软件集成泄漏检测功能。 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 始终位于最上方的 OMNIS Extension Module 上，同时构成了 OMNIS IC System 的罩盖。在 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 的出液口处安装了一个漏液传感器。一旦至少一个门打开，OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 中集成的照明装置就会照亮 OMNIS IC System 的内部。 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 提供了可容纳最多 6 个瓶的位置，并且可配备其它附件，比如瓶固定件、瓶固定装置、容积传感器、磁力搅拌器或者有外部罐传感器的废液瓶。	1 PCS
		
6.02102.010	MDL 插头/插口电缆 0.5 m 用于配有 MDL 接口的 OMNIS 设备连接电缆（0.5 m）	1 PCS
		

Optional accessories

6.01602.100
**瓶盖 GL 45, 2 x M6, UNF 10
/32**

用于淋洗液瓶、再生液瓶、试剂瓶和冲洗瓶的 GL 45 瓶盖，带有用于连接吸附管和吸液管的接口。



6.01602.110
**瓶盖 S 40, 2x M6, UNF 10
/32**

用于 10 L 容器的帽 S 40。



6.01608.000
PP 瓶, 2 L, GL 45

用于 OMNIS Reagent Organizer 的 2 L 瓶 (PP)，带有淋洗液、再生液、试剂和冲洗液的体积刻度。



6.02009.000
容积传感器支架，10 L 液罐

用于集成有容积传感器的 10 L 容器支架。



6.02050.000
瓶固定件，RO

OMNIS IC Reagent Organizer 上用于 2 L PP 淋洗液瓶的瓶固定件。



6.02050.010
瓶固定装置，RO

OMNIS IC Reagent Organizer 上用于 2 L PP 淋洗液瓶的瓶固定装置。



6.02050.100
瓶固定件 RO, 通用

OMNIS Reagent Organizer 上 1 L 或 2 L 玻璃瓶的瓶固定件。



6.02050.110
瓶固定装置 RO, 通用



OMNIS Reagent Organizer 上 1 L 或 2 L 玻璃瓶的瓶固定装置。

6.02765.000
废液瓶, 4 x UNF 10/32



用于最多四根废液毛细管的废液瓶。

6.05332.000
OMNIS IC 设备: 10 L 容器,
LC



用于自动监控 10 L 容器的附件套件。

前提:
配备 ROLC 的 OMNIS IC

6.05801.040
体积传感器, ROLC 套件



用于为 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 扩展额外体积传感器的升级版套件。

前提:
– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

信息: 此升级必须由授权的区域 Metrohm 技术服务代表安装。

6.05801.090

磁力搅拌器，ROLC 套件



该升级版套件用于为 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 扩展一个磁力搅拌器。

前提：

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

信息：此升级必须由授权的 Metrohm 服务技术人员安装。
