



772 Pump Unit – rinse

2.772.0130

可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。《冲洗》版本型号包括用于冲洗的多种附件。

Scope of delivery 2.772.0130

Order Number	Description	Quantity
1.772.0110	772 Pump Unit 可直接连接在样品处理器上的蠕动泵。	1 PCS
6.1621.000	容器，10升 用在自动系统中作为冲洗液或废液桶。	1 PCS
6.1801.120	PVC 管 / 4 毫米 / 6 毫米 / 2 米	2 PCS

6.1805.060

FEP管 / M6 / 60厘米

3 PCS

带光照保护和扭折保护



6.1808.170

样品处理器的分配器，用于冲洗和抽吸

1 PCS

分配器安装在样品处理器上，在使用外部连接的泵时用于冲洗和抽吸。



6.1812.000

PTFE（聚四氟乙烯）管 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS

用于冲洗，用在样品转换器和772型泵单元上



6.1820.050

适配器，M6 / 管接头

2 PCS

用于蠕动泵的泵管 6.1826.100。



6.1826.100

泵管 6.4 mm / 1 m

1 PCS



作为 772 Pump Unit 泵单元和 843 Pump Station（蠕动泵）中所用泵管的替代品。

6.1828.000

PVDF 螺纹接套

1 PCS



用于容器 6.1621.000。

6.2740.020

冲洗喷嘴

3 PCS



用于均匀喷洒冲洗液。

Optional accessories

6.1826.160

氟橡胶泵管

用于蠕动泵。



6.2160.010

适配器电缆 / 2 m / M8 插座 /
2 x 插头 B

适配器电缆 / 2 m / M8 插座 / 2 x 插头 B。用于 772 Pump Unit。

