




786型摇摆头，带转移头，右侧

2.786.0020

机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的右侧。

Scope of delivery 2.786.0020

Order Number	Description	Quantity
1.786.0010	786型摇摆头，带转移头，左侧 机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。	1 PCS
		
6.1562.100	移液管 / 10 mL 用于全自动转移样品溶液的移液管。	1 PCS
		
6.2621.120	六角扳手（Hexagon key），1.5毫米	1 PCS
		

6.1462.040

机器人臂，带移液型滴定头，用于786型摇摆头，向右摆动 1 PCS

用于液体操作的移液型机器人臂



6.1823.010

用于移液管的导杆

1 PCS

可安装在 Robotic Sample Processor 的移液摆臂上

