



右摆动式加强型 786 Swing Head

2.786.0240

加强型 Swing Head 可安装在 Sample Processor 上。

Scope of delivery 2.786.0240

Order Number	Description	Quantity
1.786.0010	786型摇摆头，带转移头，左侧 机器人样品转换器（XL）的附加设备，用于将液体从较小的样品容器中转移/定量转移入样品盘上较大的滴定杯或转移入一只外部滴定池；该外部滴定池可位于工作站的左侧。	1 PCS
6.2058.090	用于 SwingHead R 的加固件 加固件，适用 786 Swing Head（31 系列以上），用于具有顶出功能的摆臂	1 PCS
6.2621.120	六角扳手（Hexagon key），1.5毫米	1 PCS

Optional accessories

6.1462.240

移液头，用于786型摇摆头，弯曲型 并且向右摆动



移液头，弯曲型并且向右摆动，用于786型摇摆头 与转换器6.1808.220一起使用时，移液头上可安装带luer连接头的工具，用于多排的样品盘。