




819离子色谱检测器（PEEK）

2.819.0110

一流的电导检测器，可用于进行带化学抑制与非化学抑制的测试。温度稳定性好，波动 0.01 ° C.由法拉第笼进行屏蔽。湿化学部分与电子部分严格分开。电子抑制。PEEK型

Scope of delivery 2.819.0110

Order Number	Description	Quantity
1.732.0110	732 IC检测器 一流的电导检测器，可用于进行带化学抑制与非化学抑制的测试。温度稳定性好，波动 0.01 ° C.由法拉第笼进行屏蔽。湿化学部分与电子部分严格分开。电子抑制。PEEK 型	1 PCS
		
1.819.0010	819离子色谱检测器（金属） 一流的电导检测器，可用于进行带化学抑制与非化学抑制的测试。温度稳定性好，波动 0.01 ° C. 由法拉第笼进行屏蔽。湿化学部分与电子部分严格分开。电子抑制。不锈钢型号。	1 PCS
		
6.2125.090	RS232 电缆，1米/ 25针， D - sub 25 RS232 延伸电缆（1：1）。经特别屏蔽。	1 PCS
		

6.2125.110

电缆， RS232 - 计算机， DB25/9**1 PCS**

用于连接瑞士万通 RS232 接口 - 计算机。 用于pH计，
Titrino， 卡尔费休库仑水分测定仪， VA痕量分析仪

6.2248.000

磁屏蔽， 用于仪器标识**1 PCS**

用于IC分析仪

Optional accessories

6.213.4140

电缆 771 (模拟) -
819

连接模拟信号和启动信号至771

