



833样品处理型离子色谱灵快量化单元

2.833.0030

瑞士万通英蓝样品处理，用于阴离子分析。对强碱的在线中和具有最优化的效果。通用型阳离子交换剂。由于离线再生与冲洗，所以其容量是无限的。

Scope of delivery 2.833.0030

Order Number	Description	Quantity
6.1803.020	PTFE 毛细管, 内径 0.97 毫米 / 5 米 可用于所有IC分析仪。	1 PCS
		
6.2128.180	电缆 762/830 - 752/753/754/833 用于连接IC接口 - IC泵单元, IC抑制器模块, IC渗析单元 或IC液体处理泵单元	2 PCS
		
6.2744.010	压力螺丝5x 带UNF 10/32连接口。用于IC仪器, 在线英蓝渗析 (连接 PEEK毛细管)	2 PCS
		

6.2744.030

4 个 Olive/UNF 10/32 两通
1 PCS


连接压力螺丝和泵管。4 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪

6.2744.040

2x UNF 10/32连接器
1 PCS


用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上

6.2821.120

在线过滤器，2 μm
2 PCS


在线过滤器，2 μm

Optional accessories

6.1803.030
PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 /
3 米



毛细管，用于在线渗析，用在渗析单元、渗析式IC样品处理器、IC液体处理渗析单元上

6.1826.060
泵管（橙色/黄色）



用于一体化IC，Personal IC，Basic IC

6.2755.000
泵管夹套（Tubing cassette）




用于IC分析仪的蠕动泵 接触压力可调。

6.2821.130

用于在线过滤器的备用过滤器

用于在线过滤器的备用过滤器。



6.2835.000

SPM 转子, A

转子, 用于采用阳离子交换剂进行在线样品处理



6.2835.010

**连至 MSM 和 SPM Modul 的
连接件**

通用连接件, 用于 Professional IC Vario 中的 MSM 和 Compact Flex 设备, 以及 MSM-HC 和 SPM Modul。带导入和导出管。

