



845淋洗液合成器，带有一只 Dosino多思

2.845.0010

Valid ICTM -使用合格淋洗液的离子色谱离子色谱新工具

- 淋洗液制备-即可全自动操作又可节约成本
- 系列稀释液-准确至千分之一
- 标准液-可轻松地配制精确的混合液
- Valid ICTM - 每一步骤都符合遵守GLP，并且可出具证书

845淋洗液合成器：用于配制IC试剂的最用户友好的、最精确的一种技术

- 可显著削减实验室成本
- 从浓缩液配制淋洗液，价格不高
- 使用 Dosino多思 技术高精度地配制淋洗液
- 批与批间的重现性极好
- 自动pH调节
- 使用鼠标或平板PC (tablet PC) 进行简便操作
- 对体积和浓度进行独立计算
- 带有符合GLP规范的记录与证书的淋洗液，标准和系列稀释液
- « 溯源，电子签名和用户等级确保了数据安全
- 高精度，高质量，«瑞士制造


"845 Eluent Synthesizer - the right chemistry"网站表格中有各个厂商提供的试剂，特别适合845淋洗液合成器配液使用。

Scope of delivery 2.845.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.845.0010	845淋洗液合成器，带有一只 Dosino多思 Valid ICTM -使用合格淋洗液的离子色谱离子色谱新工具 • 淋洗液制备-即可全自动操作又可节约成本 • 系列稀释液-准确至千分之一 • 标准液-可轻松地配制精确的混合液 • Valid ICTM - 每一步骤都符合遵守GLP，并且可出具证书 845淋洗液合成器：用于配制IC试剂的最用户友好的、最精确的一种技术 • 可显著削减实验室成本 • 从浓缩液配制淋洗液，价格不高 • 使用 Dosino多思 技术高精度地配制淋洗液 • 批与批间的重现性极好 • 自动pH调节 • 使用鼠标或平板PC（tablet PC）进行简便操作 • 对体积和浓度进行独立计算 • 带有符合GLP规范的记录与证书的淋洗液，标准和系列稀释液 • « 溯源，电子签名和用户等级确保了数据安全 • 高精度，高质量，«瑞士制造 "845 Eluent Synthesizer - the right chemistry"网站表格中有各个厂商提供的试剂，特别适合845淋洗液合成器配液使用。



1 PCS	6.1602.180	845的试剂瓶连接头 淋洗液合成器（不带pH调节功能）的淋洗液瓶上的连接头
-------	------------	--



1 PCS

6.1838.000

到845的FEP管路连接, 1 x M6 / 45厘米

从淋洗液合成器到淋洗液瓶接头之间的管路连接



1 PCS

6.2248.010

磁屏蔽, 15 x 68毫米, 3片

到淋洗液合成器



1 PCS

6.1546.030

活塞钳

用于 807 Dosing Unit 的活塞或者计量管单元 OMNIS。



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45




3 PCS

6.1803.130

毛细管1/8英寸 / 1/16英寸（内径） / 1.5米

从淋洗液元件到淋洗液合成器的连接毛细管



1 PCS

6.1816.020

硅酮管，6毫米内径，1米

用于废液管。



1 PCS

6.1903.060

搅拌子 / 30 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度：30 毫米。用于淋洗液合成器。



1 PCS

6.2151.000

电缆 USB A – Mini-DIN 插口 8 针

控制器电缆。



1 PCS 6.2739.000 扳手

用于拧紧连接器



1 PCS 6.2744.170 压力螺丝, PEEK UNF 1/4-28, 3只

对淋洗液合成器的淋洗液元件的连接毛细管进行固定



1 PCS 6.2803.010 润滑油 (2克)

特殊质量 (不含硅酮)。用于无脂磨口 (ground joint) 连接 (见 6.2713.XXX)



Optional accessories

Order no.	Description	
6.5329.000	在845淋洗液合成器上进行pH调节的装置 淋洗液合成器的pH调节包括pH电极与其它附件	
6.1602.160	淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45 用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。	
6.1608.030	试剂瓶 / 1000毫升 / GL 45	
6.1609.000	干燥管，大尺寸，弯曲型 用于填充吸收剂材料。	

6.2023.020 SGJ 14/15 的夹子
SGJ 14/16 的夹子



6.2307.230 缓冲溶液, pH 4, 7与9

混合缓冲液, pH 4.00/7.00/9.00 (25°C), 装于单次使用的小袋中,
无色, 盒装, 每盒3 x 10 x 30 毫升

