



Titropackage plus 带打印机

2.848.0120

集成经济的超小型电位测定系统 包括下列仪器:1 x 848 Titrino plus 1 x 802 杆式搅拌仪 1 x 869 集成型样品处理系统 1 x USB 热敏打印机 NEOS

Scope of delivery 2.848.0120

Order Number	Description	Quantity
1.848.0010	848 Titrino plus 紧凑型滴定仪，用于 <ul style="list-style-type: none"> – 通过自动等当点识别进行动态等当点滴定（DET） – 通过自动等当点识别进行等量等当点滴定（MET） – 终点设定滴定（SET） 	1 PCS
		
1.869.0010	869 Compact Sample Changer 869 Compact Sample Changer 可在最小空间内快速简便地实现 Titrino plus 应用的自动化。此自动进样器特别适用于少数多重测定以及小样品系列。在总共 12 个位置处可全自动地进行不同滴定，以及清洁并存放电极。通过实时显示的大屏幕，可直接观察样品系列的当前状态，并且随时优先分析重要样品。在不同方法模板的基础上，可创建应用相关的方法并进行保存。在 Compact Sample Changer 和 Titrino plus 之间的通讯则通过远程信号来实现，无需附加的控制盒或计算机。	1 PCS
		
6.0262.100	Ecotrode plus 适用于含水的酸/碱滴定的组合 pH 电极。固定磨口隔膜对污染不敏感。参比电解质：c (KCl) = 3 mol/L，储存在储存溶液中。	1 PCS
		

2 PCS



1 PCS



塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个

2 PCS



带光照保护和扭折保护

1 PCS



用于将不同的电缆或管路束在一起

6.1909.050

搅拌螺旋桨 / 102 毫米

1 PCS



802型杆式螺旋桨搅拌器的搅拌头，用于样品转盘上容积为120毫升的样品杯（6.1459.300）

6.2104.020

电极电缆 / 1 m / F

1 PCS



用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。

6.2141.230

远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统和 Titrino plus -/泵单元的电缆。

1 PCS



远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统和 Titrino plus 和/或 泵单元的电缆。

6.2147.000

数字 USB 键盘

1 PCS



数字 USB 键盘，用于 Titrino plus、Dosimat plus、862 Compact Titrator、869 Compact Sample Changer、863 Compact Autosampler 和 899 Coulometer。带两个集成的 USB 接口。

6.2151.100

USB适配器， MINI (OTG) / USB A

2 PCS



用于连接的USB仪器。

6.2151.120

USB 电缆， 1.8 米

1 PCS



用于连接的USB仪器。

6.2307.230

缓冲溶液， pH 4， 7与9

1 PCS



混合缓冲液， pH 4.00/7.00/9.00 (25°C)， 装于单次使用的小袋中， 无色， 盒装， 每盒3 x 10 x 30 毫升

6.2325.000

pHit kit

1 PCS



pH 电极保养包

该包包含：

- 50 mL 清洗液
- 50 mL 3M KCl 溶液
- 50 mL 保存液
- 2 存放容器
- 使用说明

6.2621.130

六角扳手 (Hexagon key) , 2毫米

1 PCS

2 mm.



6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米

1 PCS



6.2739.010

扳手

1 PCS

用于交换单元



6.3026.220

20毫升的交换单元

1 PCS

交换单元内置数据芯片, 20毫升玻璃计量管和避光保护壳。 PCTFE/PTFE平面旋塞阀 (stopcock), FEP连接管, 防扩散滴定头, 及标准琥珀色玻璃试剂瓶



6.6061.010


Titrimo plus 所用的存有方法的记忆棒

1 PCS

包括可直接输入 Titrimo plus 的食品 PAC、葡萄酒 PAC、油 PAC的方法。

6.9001.050


热敏纸，用于 Custom Neos-N / Q3X

4 PCS

热敏纸 60 mm / 25 m，用于 Custom Neos-N /Q3X。
新：正确存放下可确保 25 年可读性。

1 卷

1.802.0020


802型杆式搅拌器，用于样品处理系统

1 PCS

杆式搅拌器，用于样品转换器及样品处理器。

杆式搅拌器，用于样品转换器及样品处理器。

带

6.1909.020螺旋桨搅拌头，104毫米，带固定电缆。

1.142.0100

热敏打印机 Custom Q3X

1 PCS

带 USB 接口的一体式打印机，用于



- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / 滴定仪

纸宽 60 mm (40 个字符)。包括 USB 电缆
6.2151.120。

Optional accessories

6.2723.310

Titrimo Plus 的保护罩盖



显示屏和键盘的保护罩盖，用于 Titrimo plus 系列的所有仪器。
适用于：848 Titrimo plus、862 Compact Titrosampler、
863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869
Compact Sample Changer、870 KF Titrimo plus、876
Dosimat plus、877 Titrimo plus、899 Coulometer。