



889 IC Sample Center

2.889.0010

889 IC Sample Center 是一款功能强大的高通量自动样品处理器，是应对现代化分析实验室挑战的优选设备。进样使用 x-y-z 原则和高分辨剂量系统。仪器采用双针系统，允许在分析时使用加盖或者带隔片的玻璃容器。889 IC Sample Center 的自动进样通过一个 PEEK（聚醚醚酮）进样阀完成。在样品量极少时，该仪器是您最理想的自动化解决方案。

Scope of delivery 2.889.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.889.0010	889 IC Sample Center

889 IC Sample Center 是一款功能强大的高通量自动样品处理器，是应对现代化分析实验室挑战的优选设备。进样使用 x-y-z 原则和高分辨剂量系统。仪器采用双针系统，允许在分析时使用加盖或者带隔片的玻璃容器。889 IC Sample Center 的自动进样通过一个 PEEK（聚醚醚酮）进样阀完成。在样品量极少时，该仪器是您最理想的自动化解决方案。



1 PCS 6.1608.110 洗瓶 250 mL, 适用于 IC Sample Center
洗瓶, 用于 IC Sample Center 中的冲洗溶液。



2 PCS 6.1807.010 用于内径6-9毫米连接管的Y型连接器
连接器, 用于废液管



2 PCS 6.1816.070 硅管 8/12 mm, 1m
用于 IC Sample Center



1 PCS 6.1831.010 PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米
用于所有IC 元件。



2 PCS 6.2041.200 样品架, 48 x 11 mL, (Al)

与 889 IC Sample Center 适配的样品架, 用于 48 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材料: 铝 (Al)



1 PCS 6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米

USB连接电缆



1 PCS 6.2743.107 PP小管, 0.7 ml, U形底, 100个

使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管, 最大化样品回收率。该小管具有低死体内插管设计, 可高效提取样品并最大程度减少废弃物。

数量: 100个



1 PCS 6.2743.127 带蓝隔垫的卡扣帽, 100个

带隔垫的卡扣帽, 用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量: 100个



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



1 PCS



6.2816.200

进气针 80 mm，黑色

适用于 IC Sample Center



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1562.170	Tefzel 输送管 1000 μ L 适用于 IC Sample Center。	
6.1829.060	注射单元用毛细管套件 用于 IC Sample Center	
6.2743.100	PP 小管, 0.7 ml, U 形底, 1000 个 使用专为低体积分析应用设计的 0.7 mL 小管, 最大化样品回收率。该小管具有低死体内插管设计, 可高效提取样品并最大程度减少废弃物。 数量: 1000 个	
6.2743.110	PP 小管, 0.3 ml, V 形底, 1000 个 使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管, 最大化样品回收率。该小管具有低死体内插管设计, 可高效提取样品并最大程度减少废弃物。 数量: 1000 个	

6.2743.117 PP 小管, 0.3 ml, V 形底, 100 个

使用专为低体积分析应用设计的 0.3 mL 小管, 最大化样品回收率。该小管具有低死体积内插管设计, 可高效提取样品并最大程度减少废弃物。


数量: 100 个



6.2743.120 带红/白隔垫的卡扣帽, 1000 个

带隔垫的卡扣帽, 用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性

数量: 1000 个



6.2816.210 毛细管针, 15 μ L

用于 IC Sample Center



6.5333.000 用于离子色谱的 IQ/OQ 套件

用于离子色谱的 IQ/OQ 套件包括了离子色谱中的 IQ/OQ 需要的所有部件和标准溶液。



6.7303.100 玻璃小管, 1.8 ml, U 形底, 100 个

使用专为低体积分析应用设计的通用 1.8 mL 卡环小管, 最大化样品回收率。


数量: 100 个



6.7303.110 带红隔垫的卡扣帽, 100 个

带隔垫的卡扣帽, 用于 11 mm 小管。为常规实验室分析提供可靠的密封性和广泛的化学兼容性。

数量: 100 个



6.2041.210 样品架, 12 x 6 mL, (Al)


与 889 IC Sample Center 适配的样品架, 用于 12 个样品容器。可使用以下样品容器: 6.2419.000。

材料: 铝 (Al)



6.1448.050 铝隔膜盖/ 1000片

包括铝密封铝箔。



6.2419.000 样品瓶 6 mL, 1000 件

样品瓶, 用于最多 6 mL 样品, 适用于隔垫 6.1448.050, 1000 件



6.2621.110 弯边钳

弯边钳, 用于密封6 毫升的样品瓶。与774卡氏炉样品处理系统一起使用。



6.2420.007 带螺纹的 8 mL 样品瓶, 100 个

带螺纹的 8 mL 样品瓶, 适用于转锁 6.1448.067, 100 个



6.1448.067 带隔垫的转锁, 100 个

带隔垫的转锁, 适用于 8 mL 样品瓶, 6.2420.007, 100 个

