



NIRS XDS Interactance OptiProbe 模块

2.921.0510

坚固耐用的测量系统可用于监测工业设备和实验场所中的反应

NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 分析仪可方便可靠地监控工业设备和实验场所中的化学反应。在方法开发以及生产过程的工艺放大等应用领域中，NIRS XDS Interactance OptiProbe 分析仪可提供不同样品的识别和品质测定的精确结果。在使用反射探针测量固体、高度散射液体和浆料的过程中，分析水性制品、透明液体和溶剂时可使用透射反射探针。探针通过光纤与分析仪相连，这样即使在恶劣或危险的过程环境条件下也可确保可靠地测量。

Scope of delivery 2.921.0510

Order Number	Description	Quantity
1.921.0510	NIRS XDS Interactance OptiProbe 模块 坚固耐用的测量系统可用于监测工业设备和实验场所中的反应  NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer 分析仪可方便可靠地监控工业设备和实验场所中的化学反应。在方法开发以及生产过程的工艺放大等应用领域中，NIRS XDS Interactance OptiProbe 分析仪可提供不同样品的识别和品质测定的精确结果。在使用反射探针测量固体、高度散射液体和浆料的过程中，分析水性制品、透明液体和溶剂时可使用透射反射探针。探针通过光纤与分析仪相连，这样即使在恶劣或危险的过程环境条件下也可确保可靠地测量。	1 PCS

Optional accessories

6.7430.080

XDS 可更换样品套件



可更换探针组件包括一个反射探针、一个透射探针和各种间距支架，配有固定螺栓用于调节不同路径长度（2 cm、4 cm、5 cm 和 10 cm）。此外还有一个探针保护罩、一把内六角扳手和一个密封环。

这套组件是 XDS SmartProbe Analyzer 分析仪和 XDS Interactance Optiprobe Analyzer 分析仪的组成部分。