



dEcotrode Plus

6.00201.300

用于 OMNIS 的数字、组合式 pH 电极。

该电极适用于酸/碱水溶液滴定。

固定套管式隔膜对污染不敏感。

参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol / L}$, 储存在保存液中。

dTrodes 可在 OMNIS Titratoren 上使用。

Scope of delivery 6.00201.300

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)



6.2323.000

保存溶液

保存溶液，可用于所有参比电解液为 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ KCl 溶液的复合 pH 玻璃电极。



6.2325.000

pHit kit

pH 电极保养包

该包包含：

- 50 mL 清洗液
- 50 mL 3M KCl 溶液
- 50 mL 保存液
- 2 存放容器
- 使用说明



6.02104.300

**电极电缆，Q 型电极插头 / P 型
插头，0.55 m**



将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的
电缆。

6.02104.310

**电极电缆，Q 型电极插头 / P 型
插头，1.5 m**



将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的
电缆。

6.2325.100

清洗液 3 x 50 mL



只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期
可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行
机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了pH 玻璃电极的老化。
该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用
清洗液可以明显延长电极的使用寿命。

该清洗液也是 pHit kit 的内容。