



分体式 Ag 环形电极

6.00350.100

该银电极必须搭配参比电极 ($c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ 作为参比电解质) 使用, 并适合用于沉淀滴定 (硝酸银滴定剂), 例如:

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物

牢固融合的银环可耐受高浓度的酸和盐溶液。

Scope of delivery 6.00350.100

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2104.020
1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。



6.2310.010
电解质 KNO₃ -1mol/L 250
mL

电解液 KNO₃ 1 M（用于复合银电极的参比电解液）



6.0726.100
Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5
cm）

带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。
由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便的进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。



6.0750.100

LL ISE 参比电极



带双结系统的银/氯化银参比电极。

该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。

6.02104.000

**电极线缆，G 型电极插头 / P 型
插头，0.55 m**



将模拟电极（G 型电极插头）连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。