



dAg Titrode

6.00404.300

带 pH 玻璃膜的 OMNIS 用数字组合式银环形电极，用作参比电极。
该免维护电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），例如：

- 氯化物、溴化物、碘化物
- 硫化物
- 硫化氢
- 硫醇
- 氰化物

该电极存放在蒸馏水中。

dTrodos 可在 OMNIS Titratoren 上使用。

Scope of delivery 6.00404.300

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.02104.300

电极电缆，Q 型电极插头 / P 型
插头，0.55 m



将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的
电缆。

6.02104.310

电极电缆，Q 型电极插头 / P 型
插头，1.5 m



将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的
电缆。