



组合式 F-ISE，带 Pt1000

6.00500.600

组合式氟化物选择性电极，带集成有 Pt1000 的晶体膜。
该 ISE 电极适用于：

- F⁻ 的离子测量
- 自动化离子测量
- 滴定

参比电解质：c(KCl) = 3 mol/L
电极存放在参比电解质中。

Scope of delivery 6.00500.600

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2104.600

电极电缆，用于 U 型电极插头
/F 型插头，2 × 2 mm B，1 m



用于将带有 Metrohm U 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。

6.2104.610

用于插头 U/插头 F + 2x2 mm
B 的电极电缆，2m



用于通过万通插头 U 将电极连接在万通设备上（插座 F）。

6.02104.600

电极线缆，U 型电极插头/ P 型
插头，0.55 m



将带 U 型电极插头的电极连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电缆。

6.02104.610

电极线缆，U 型电极插头 / P 型
插头，1.5 m



将带 U 型电极插头的电极连接到 OMNIS 模拟测量模块上的电
缆。

6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)



电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)