



组合式 dCa-ISE

6.00502.300

用于 OMNIS 的数字、组合式钙选择性电极。

该 ISE 电极适用于：

- 水性溶液中 Ca^{2+} 的离子滴定
- 络合滴定（复）滴定（例如：测定水硬度）

得益于坚固/为易碎的聚丙烯塑料杆和高分子膜片衬垫，传感器可以承受较高的机械载荷。

作为参比电机，我们使用了 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。

dTrodes 可在 OMNIS Titratoren 上使用。

Scope of delivery 6.00502.300

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)



6.02104.300

电极电缆, Q 型电极插头 / P 型
插头, 0.55 m

将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的
电缆。



6.02104.310

电极电缆, Q 型电极插头 / P 型
插头, 1.5 m

将 dTrode (Q 型电极插头) 连接到 OMNIS 数字测量模块上的
电缆。

