



Eco 滴定杯上部，用于容量式卡尔·费休滴定法

6.01405.050

滴定杯上部，用于通过一个 Eco KF Titrator 进行容量式卡尔·费休滴定法滴定

Scope of delivery 6.01405.050

Order Number	Description	Quantity
6.1454.130	FPM 成型密封件，用于 61414xxx 用于 KF 和 VA（伏安测量）仪	1 PCS



Optional accessories

6.01408.010
卡尔·费休滴定杯的密封套件

完整的密封套件，适用于 6.05609.000 和 6.05609.010。



6.02709.010
塞子

塑料材质的塞子，适用于 OMNIS 卡尔·费休水分测定仪 2.1001.4220。



6.02709.020
隔塞

塑料材质的隔塞，适用于滴定杯上部 6014050X0。



6.02709.030

螺旋接头

塑料材质的螺旋接头，适用于滴定杯上部 6014050X0。



6.02709.040

螺旋塞

滴定杯上部螺旋塞 6014050X0。



6.02711.000

刮样匙

适用于卡尔·费休法进行糊状物质的水份测定，例如：蜂蜜、化妆品、脂肪或各种乳制品。

刮样匙方便添加粘性样品。操作起来和其他铲子一样简单，并且有助于方便、快速和无损失地将膏剂添加到卡尔·费休滴定杯中。为快速、完全地溶解粘性样品，我们另外建议使用匀浆器。与滴定杯上部 6014050X0 匹配。

