



OMNIS IC AS COOL 托盘

6.02040.010

用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置样品架的冷却托盘。该托盘可将样品维持在受控的低温状态，以支持温度敏感化合物的分析。样品架的定位和操作方式与标准样品托盘相同，以确保在自动进样过程中可靠且精确地运行。该托盘可无缝集成至自动样品处理器系统中，并可轻松取出，以便在将其放入自动样品处理器之前，直接在实验平台上方方便地装载和准备样品架。

Optional accessories

6.02041.530

OMNIS 样品架 6 x 50 mL



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 6 个 50 mL 瓶子的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

6.02041.540

OMNIS 样品架 12 x 22 mm



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 12 个 22 mm 外径小管的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

6.02041.500

OMNIS 样品架 24 x 10 mL



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 24 个 10 mL 小管的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

6.02041.510

OMNIS 样品架 40 x 5 mL



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 40 个 5 mL 小管的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

6.02041.520

OMNIS 样品架 48 x 11 mm



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 48 个 11 mm 外径小管的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上。

6.02041.550

OMNIS 样品架，2 x 200 mL



用于在 OMNIS IC Autosampler 中放置 2 个 200 mL 瓶子的样品架。样品架的几何尺寸与小管规格相匹配，以确保在自动进样过程中精确定位和稳定操作。样品架可无缝安装在 AS/ASCOOL 托盘上