



Solitrode, 带 Pt1000 (1.2 m 固定电缆)

6.0228.000

组合 pH 电极与集成的 Pt1000 温度传感器和固定电缆 (1.2 m)。该电极适用于沉淀液、蛋白质液和无硫化物溶液中的常规 pH 测量。得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆和玻璃膜防震保护，电极可以承受较高的机械载荷。

参比电解质: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ ，储存在储存溶液中。

Scope of delivery 6.0228.000

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的
支架。

Optional accessories

6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)



6.2323.000

保存溶液

保存溶液，可用于所有参比电解液为 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ KCl 溶液的复合 pH 玻璃电极。



6.2325.000

pHit kit

pH 电极保养包

该包包含：

- 50 mL 清洗液
- 50 mL 3M KCl 溶液
- 50 mL 保存液
- 2 存放容器
- 使用说明



6.2325.100

清洗液 3 x 50 mL



只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了pH 玻璃电极的老化。该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。

该清洗液也是 pHit kit 的内容。