



微电极（长度 17.8 cm）

6.0234.110

细长的组合 pH 电极，直径 6 mm，安装长度 16.8 cm，适用于含水的酸/碱滴定。
参比电解质：c (KCl) = 3 mol/L，储存在储存溶液中。

Optional accessories

6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)



6.2323.000

保存溶液

保存溶液，可用于所有参比电解液为 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ KCl 溶液的复合 pH 玻璃电极。



6.2325.000

pHit kit

pH 电极保养包

该包包含：

- 50 mL 清洗液
- 50 mL 3M KCl 溶液
- 50 mL 保存液
- 2 存放容器
- 使用说明



6.2325.100

清洗液 3 x 50 mL



只有对 pH 玻璃膜和隔膜进行预防性和定期保养，才能保证长期可靠的测量结果。用有毒化学物质进行腐蚀性清洗或对隔膜进行机械处理不仅复杂而昂贵，而且加速了pH 玻璃电极的老化。该清洗液是为简单和温和清洁 pH 玻璃电极而开发的。定期使用清洗液可以明显延长电极的使用寿命。

该清洗液也是 pHit kit 的内容。

6.2104.020

电极电缆 / 1 m / F



用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。