



iSolvotrode

6.0279.300

集成了传感器数据存储芯片的智能组合 pH 电极适用于所有非水性酸/碱滴定。

玻璃膜针对导电性差的溶液进行了优化，并且由于灵活的磨口隔膜，该电极也适用于非常脏的样品。电极可与非水参比电解质（氯化锂或四乙基溴化铵）一起使用。储存在相应的参比电解质中。

iTodes 可用于 Titrando, Ti-Touch 或 913/914 米。

Scope of delivery 6.0279.300

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

2.854.0010
854 iConnect



854 iConnect - 智能电极 «iTrodes» 专用电极电缆和测量放大器（电缆长度 150 cm）。

6.2320.000
0.4 mol/L 的 TEABr 乙二醇溶液 (250 mL)



电解液 TEABr（四乙基溴化铵的乙二醇溶液）， $c(\text{TEABr}) = 0.4 \text{ mol/L}$