



组合式 Au 环形电极

6.0452.100

带陶瓷柱隔膜的组合式金环形电极。

该电极适用于 pH 值方便的氧化还原滴定，例如：

- 用 $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ 滴定
- 存在铬或铁时的滴定

作为参考电解液并进行制备时使用了 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 。

Scope of delivery 6.0452.100

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)



6.2104.020

电极电缆 / 1 m / F

用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器 (F 型插口)。

