



附件包：OMNIS IC 瓶，PP，2 L

6.05000.010

用于将供给瓶安装到 Reagent Organizer / Reagent Organizer Liquid Control 上的 OMNIS IC 附件套件。

Scope of delivery 6.05000.010

Order Number	Description	Quantity
6.01602.100	瓶盖 GL 45, 2 x M6, UNF 10/32 用于淋洗液瓶、再生液瓶、试剂瓶和冲洗瓶的 GL 45 瓶盖，带有用于连接吸附管和吸液管的接口。	1 PCS
		
6.01608.000	PP 瓶, 2 L, GL 45 用于 OMNIS Reagent Organizer 的 2 L 瓶 (PP)，带有淋洗液、再生液、试剂和冲洗液的体积刻度。	1 PCS
		
6.01834.010	带过滤器的 FEP 管 M6, 0.27 m 预安装有颗粒过滤器（孔径大小 27 µm）的 FEP 吸液管，用于 6.01608.000 PP 瓶, 2 L, GL 45。	1 PCS
		

6.02050.000

瓶固定件, RO**1 PCS**

OMNIS IC Reagent Organizer 上用于 2 L PP 淋洗液瓶的
瓶固定件。



6.02050.010

瓶固定装置, RO**1 PCS**

OMNIS IC Reagent Organizer 上用于 2 L PP 淋洗液瓶的
瓶固定装置。



Optional accessories

6.05801.040

体积传感器，ROLC 套件



用于为 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 扩展额外体积传感器的升级版套件。

前提：

– 2.1056.1200 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control

信息：此升级必须由授权的区域 Metrohm 技术服务代表安装。

2.1056.1200

**OMNIS Reagent Organizer
Liquid Control**



OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 用作试剂存放架，确保为 OMNIS IC System 中的内腔照明。它另外提供了一项软件集成泄漏检测功能。

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 始终位于最上方的 OMNIS Extension Module 上，同时构成了 OMNIS IC System 的罩盖。在 OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 的出液口处安装了一个漏液传感器。一旦至少一个门打开，OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 中集成的照明装置就会照亮 OMNIS IC System 的内部。

OMNIS Reagent Organizer Liquid Control 提供了可容纳最多 6 个瓶的位置，并且可配备其它附件，比如瓶固定件、瓶固定装置、容积传感器、磁力搅拌器或者有外部罐传感器的废液瓶。

6.02061.000

Reagent Organizer



用于 OMNIS IC 仪器的试剂瓶和淋洗液瓶存放架。