



附件包： CEP

6.05000.300

948 Continuous IC Module, CEP 的安装附件包

Scope of delivery 6.05000.300

Order Number	Description	Quantity
6.01805.470	FEP 管 M6, 1/8" x 1.59 mm, 500 mm, CT OUT 一根将 Continuous Anion Trap 输出端与离子色谱仪 Waste Collector 相连的 FEP 管。	1 PCS
		
6.01831.010	PEEK (聚醚醚酮) 毛细管, 0.25 mm, HPP OUT 一根将离子色谱仪的高压泵与 948 Continuous IC Module, CEP 的 Eluent Producer Cartridge (EPC) 相连的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。	1 PCS
		
6.01831.020	PEEK (聚醚醚酮) 毛细管, 0.25 mm, EPC OUT 一根将 Eluent Producer Cartridge (EPC) 与 948 Continuous IC Module, CEP 的 Continuous Trap (CT) 相连的 PEEK (聚醚醚酮) 毛细管。	1 PCS
		

6.01831.030

PEEK（聚醚醚酮）毛细管，0.25 mm，CT OUT

1 PCS

一根将 Continuous Trap (CT) 与 948 Continuous IC Module, CEP 的 High-Pressure Degasser (H-DEG) 相连的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管。



6.01831.040

PEEK（聚醚醚酮）毛细管，0.25 mm，H-DEG OUT

1 PCS

一根将 948 Continuous IC Module, CEP 的 High-Pressure Degasser (H-DEG) 与离子色谱仪进样器相连的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管。



6.01831.050

PEEK（聚醚醚酮）毛细管，0.25 mm，H-DEG Rinse

1 PCS

一根将 948 Continuous IC Module, CEP 的 High-Pressure Degasser (H-DEG) 与离子色谱仪 Waste Collector 相连的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管。



6.02705.100

导向夹，CM

1 PCS

用于在 948 Continuous IC Module, CEP 中引导毛细管和软管的夹子。



6.02744.010

无法兰螺纹套管接头，M6，1/8"，2 件

1 PCS

用于 1/8" 软管的无法兰螺纹套管接头。
数量：2 件



6.2053.030

适配 6.2744.340 的紧固带，25 x 50 mm

1 PCS

适配 IC 离子色谱渗析装备的紧固带，Dosino 梯度



6.2744.070

压力螺丝（短）

2 PCS

较短的版本。带 UNF 10/32 接口。5 件装。PEEK 泵头的
备用件。



6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

2 PCS

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



6.2744.200

转接器，外UNF 10/32 / 内M6

1 PCS



将1/16英寸的PEEK毛细管与转移软管（M6）相连。