



NH₃ 选择性气膜电极（高浓度）

6.0506.150

用于较高浓度的氨选择性气膜复合电极（相比 6.0506.100），例如：

- 废水中
- 含油样品中
- 用于长时间测量

受污染的薄膜可单独更换，且成本低廉。

Scope of delivery 6.0506.150

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2316.030

6.0506.100电极的内填充液

测试电解液，用于NH₃-选择性电极 (50毫升)



6.2104.020

1米的电极电缆，F

用于将带瑞士万通G型插入式连接头的电极连接到瑞士万通测试仪（F型插座）。

