



单独的聚合物膜电极，Ca

6.0508.110

带聚合物膜的钙选择性电极。

这种 ISE 必须搭配参比电极使用，并且适用于：

- 水性溶液中 Ca^{2+} 的离子测量
- 小样品体积的离子测量（最小浸没深度为 1 mm）
- 络合滴定（复）滴定（例如：测定水硬度）

得益于 PVC 材质的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受极高的机械载荷。

Scope of delivery 6.0508.110

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.2104.020 电极电缆 / 1 m / F



用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。

6.0750.100 LL ISE 参比电极



带双结系统的银/氯化银参比电极。

该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。
